


Bien Air⁺
Dental



MC3 & MC2
UNE LONGUEUR D'AVANCE

QUALITY REDÉCOUVREZ LA LUMIÈRE

L'éclairage LED est maintenant également disponible sous forme de set upgrade LED et Micro-Series pour les anciens micromoteurs à lumière classique MC3 LK et MC2 Isolite 300.



Bien-Air s'est imposé comme le leader mondial des micromoteurs électriques. Et cela n'arrive pas par hasard.

Puissance, couple important, absence de vibrations et fiabilité sont autant d'atouts qui rendent les micromoteurs Bien-Air si uniques.




Pour l'éclairage LED de ses micromoteurs Micro-Series, Bien-Air s'est employée à conjuguer les meilleurs composants disponibles à des techniques de mise en œuvre garantissant des performances et une fiabilité tout simplement uniques. L'éclairage LED Bien-Air procure un confort de travail incomparable. Son intensité est réglable de 0 à 38 000 lux. Il améliore considérablement la visibilité du champ opératoire et diffuse une lumière parfaitement blanche et naturelle.

Sa température de couleur de 4500 K est idéale pour un rendu réaliste de la dentine, de la pulpe ou de la gencive, permettant ainsi un diagnostic plus aisé. L'encapsulage parfait de la LED dans une optique étanche garantit sa résistance à de nombreuses années d'utilisation répétée.

Eclairage LED Bien-Air, redécouvrez la lumière.

Grâce à son bobinage de rotor spiralé, le MC3 fonctionne sans à-coups même aux vitesses les plus basses.



MC3 LED

Micromoteur à charbons, 60 - 40 000 rpm, lumière LED et spray interne, douille amovible, compatible avec accouplement type E selon ISO 3964

Réf. 1600680-001

MC3 LK

Micromoteur à charbons, 60 - 40 000 rpm, à lumière et spray interne, douille amovible, accouplement type E selon ISO 3964

Réf. 1600077-001

Set MC3 LK + tuyau 4VR 400

Réf. 1700046-001

Set MC3 LK + tuyau 4VLM

Réf. 1700336-001

MC3 IR

Micromoteur à charbons, 60 - 40 000 rpm, sans lumière, spray interne, douille amovible, accouplement type E selon ISO 3964

Réf. 1600071-001

Set MC3 IR + tuyau 4VLM

Réf. 1700337-001

Set upgrade Lumière LED + Micro-Series

Pour micromoteur MC3 LK

Réf. 1501370-001

MICROMOTEUR MC3 UNE LONGUEUR D'AVANCE



5

Les micromoteurs MC3 offrent des performances impressionnantes. Ils sont simplement les micromoteurs à balais les plus performants du marché.

Opérant sans vibrations de 60 à 40 000 rpm, ils se distinguent par leur grande polyvalence. Pilotés par la commande PLMP 021, les micromoteurs MC3 opèrent leurs rotations sans vibrations ni à-coups, que ce soit à basse comme à haute vitesses, dans les deux sens de rotation et avec un couple supérieur notamment à bas régime. De plus, le raccord tournant sur 400° du tuyau 4VR 400 confère aux MC3 un confort et une maniabilité très appréciables au quotidien.

Les micromoteurs MC3 et leur commande PLMP 021 s'adaptent simplement à tous les fauteuils équipés d'une pédale pneumatique ou électrique.

Des micromoteurs d'exception, compatibles avec les instruments Micro-Series. Aussi disponibles avec lumière LED à intensité réglable. Maintenant également sous forme de set upgrade Micro-Series et lumière LED pour votre ancien MC3 LK.



MICROMOTEUR MC2 LE MICROMOTEUR ÉLECTRIQUE LE PLUS RÉPANDU AU MONDE



Appréciés et recommandés pour leur fiabilité et leur endurance, les micromoteurs MC2 ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années. Avec une vitesse de rotation allant de 60 à 40 000 rpm, leurs performances sont remarquables. Pilotés par la commande PLMP 021, les micromoteurs MC2 opèrent leurs rotations sans vibrations ni à-coups, dans les deux sens de rotation et avec un couple supérieur notamment à bas régime. Les micromoteurs MC2 et leur commande PLMP 021 s'adaptent simplement à tous les fauteuils équipés d'une pédale pneumatique ou électrique.

Le micromoteur MC2: une conception et une fabrication Swiss Made à un prix attractif. Compatible avec les instruments Micro-Series et également disponible avec lumière LED à intensité réglable. Maintenant aussi sous forme de set upgrade pour actualiser votre ancien MC2 Isolite 300.





Les porte-balais dorés du MC2 assurent un contact électrique parfait.



MC2 LED

Micromoteur à charbons, 60 - 40 000 rpm, lumière LED, spray interne, compatible avec accouplement type E selon ISO 3964
Réf. 1600681-001

MC2 Isolite 300

Micromoteur à charbons, 60 - 40 000 rpm, lumière, spray interne, accouplement type E selon ISO 3964
Réf. 1600078-001

Set upgrade Lumière LED + Micro-Series

Pour micromoteur MC2 Isolite 300
Réf. 1501369-001

MC2 IR

Micromoteur à charbons, 60 - 40 000 rpm, sans lumière, spray interne, accouplement type E selon ISO 3964
Réf. 1600073-001

MC2 GTAV

Micromoteur à charbons, 60 - 40 000 rpm, sans lumière et sans spray, accouplement type E selon ISO 3964, autoventilé
Réf. 1600075-001

Bien-Air Dental SA
Länggasse 60
Case postale
2500 Bienne 6, Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64
Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com

Bien-Air France Sàrl
55-57, avenue Jean Lolive
93508 Pantin Cedex
France
Tel. +33 (0)1 41 83 60 70
Fax +33 (0)1 48 96 07 40
ba-f@bienair.com

Bien-Air España SA
Entença, 169 Bajos
08029 Barcelona, España
Tel. (+34) 934 25 30 40
Fax (+34) 934 23 98 60
ba-e@bienair.com

Bien-Air USA, Inc.
Medical Technologies
5 Corporate Park
Suite 160
Irvine, CA 92606, USA
Phone 1-800-433-BIEN
Phone 949-477-6050
Fax 949-477-6051
ba-usa@bienair.com

Bien-Air UK Ltd
Arundel House
Unit 1 - Ground Floor
Amberley Court
Whitworth Road
Crawley, West Sussex,
RH11 7XL, England
Tel. +44 (0)1293 550200
Fax +44 (0)1293 520481
ba-uk@bienair.com

Internet:
www.bienair.com

Bien-Air
Deutschland GmbH
Jechtinger Straße 11
79111 Freiburg, Deutschland
Tel. +49(0)761 45 57 40
Fax +49(0)761 47 47 28
ba-d@bienair.com

Bien-Air Italia s.r.l.
Via Vaina 3
20122 Milano, Italia
Tel. +39(02) 58 32 12 51/52/54
Fax +39(02) 58 32 12 53
ba-i@bienair.com

Bien-Air Asia Ltd.
Nishi-Ikebukuro
Daiichi-Seimei Bldg. 10F
2-40-12 Ikebukuro, Toshimaku
Tokyo, 171-0014, Japan
ビエン・エア・アジア株式会社 (製造販売元)
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-40-12
西池袋第一生命ビルディング10F
Tel. +81 (3) 5954-7661
Fax +81 (3) 5954-7660
ba-asia@bienair.com

Beijing Bien-Air
Medical Instrument
Technology Service Co. Ltd.
Room 907, The Exchange Beijing,
No 118 Jian Guo Lu Yi,
Chao Yang District,
Beijing 100022, China
北京彼岸医疗器械
技术服务有限公司
北京市朝阳区建国路
乙118号招商局中心
京汇大厦907室
电话 +86 10 6567 0651
传真 +86 10 6567 8047
ba-beijing@bienair.com