

NSK Create it



OFFRES PROMOTIONNELLES
Du 1^{er} Janvier au 30 Avril 2021



Thierry Guillard
Directeur Général
NSK France

Chers praticiens,

L'année qui vient de s'achever a été éprouvante et a mis en exergue toute la complexité de votre profession à pouvoir soigner en assurant pour vous et vos équipes un niveau de sécurité maximale.

Nous avons fait de notre mieux pour vous accompagner durant cette période et nous sommes prêts en 2021 à vous soutenir dans vos projets.

La force de NSK c'est de penser des produits innovants, sûrs et qui facilitent au quotidien votre pratique.

Bonne lecture,

NSK s'investit dans la lutte contre les risques de contamination depuis 30 ans.

Les instruments NSK sont conçus avec un double système de protection contre les risques de contamination.

Le système Clean Head empêche les corps étrangers de pénétrer dans les instruments tandis que la valve anti-retour protège des contaminations croisées.

NSK vous offre une sécurité optimale contre les risques de contamination avec ses instruments mais aussi via son automate de nettoyage iCare +, efficace contre la COVID-19 et son stérilisateur qui permet une stérilisation de classe B, en cycle Prion, à 134° pendant 18 minutes.



LA PAROLE À NOS CLIENTS

Un réseau de distributeurs agréés pour vous accompagner



L'accompagnement des dentistes est essentiel pour bien choisir, utiliser et entretenir son matériel et le faire perdurer dans le temps.

C'est pourquoi, nous avons choisi de nous appuyer sur le professionnalisme de plus de 200 distributeurs dentaires partout en France.

Pour connaître les distributeurs de votre région, consultez la liste complète à la fin de cette brochure.



DES OFFRES SPÉCIALES À DÉCOUVRIR CHAQUE MOIS

Tous les mois, découvrez nos promotions focus sur certains produits.

Elles sont disponibles auprès de nos distributeurs, nos responsables de secteur, sur nos réseaux sociaux et dans la presse spécialisée.

Ne manquez plus nos immanquables.

*Faire confiance à un distributeur dentaire pour vous accompagner...
Un dentiste témoigne*

Dr. DECHARRIERE (Paris-75)



« Chaque jour je soigne mes patients en m'appliquant à les considérer et les prendre en charge au-delà de leur simple sphère bucco-dentaire, dans un rapport d'humain à humain.

Pour évoluer dans un environnement qui me permette une prise en charge globale, j'envisage également mes instruments de travail de façon globale.

Par soucis de sérénité je me suis entourée de professionnels qui non seulement me présentent les possibilités matérielles, mais aussi qui s'impliquent dans la vie de mon cabinet, connaissant mes besoins et mes limites.

Avec mon distributeur Maison de Création Dentaire s'est établie une **relation de confiance qui me permet de toujours avoir un lien avec une personne disponible et réactive, que ce soit au moment de la décision d'acquiescer ou lors de la maintenance ou d'éventuelles pannes.**

Les stress liés à ces événements du cabinet qui s'ajoutent à nos plannings de soins relèvent de l'histoire ancienne ».

GAMME Ti-Max Z

Notre gamme premium la plus perfectionnée pour des soins dentaires de haute qualité

Turbine Ti-Max Z900L



Avantages

- Puissante
- Légère
- Silencieuse

Caractéristiques

- Jusqu'à 26 Watts de puissance pour un traitement plus rapide
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures
- Quadruple spray

LED



Tête mini pour la Z800 L
Dimensions : 10.8 x H12.1 mm



Contre-angle Ti-Max Z



Avantages

- Profilés
- Silencieux
- Ergonomiques

Caractéristiques

- Tête étroite pour une meilleure accessibilité
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Engrenage carbone et diamant pour une plus grande longévité
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures

LED

Garantie 24 mois

Z900L - Réf. P1111	Z800L - Réf. P1110
Z900KL - Réf. P1113	Z800KL - Réf. P1112
Z900SL - Réf. P1115	Z800SL - Réf. P1114
Z900BL - Réf. P1117	Z800BL - Réf. P1116
Z900WL - Réf. P1121	Z800WL - Réf. P1120

1 020€
1 637€

Garantie 36 mois

Z95L - Réf. C1034	- 1 824€ -	1 170€
Z45L - Réf. C1064	- 1 563€ -	1 170€
Z15L - Réf. C1039	- 1 707€ -	1 060€
Z25L - Réf. C1038	- 1 398€ -	964€

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

NOUVEAUTÉ

GAMME nano



Z95L SWITCH

À vous de choisir

Une irrigation par spray ou par jet sur le même instrument

La nouvelle version du Ti-Max Z95L offre la possibilité de sélectionner le spray brumisateur ou le jet d'eau par simple sélection.



2 types de sprays au choix



Sélection On/Off facile

Ti-Max nano series

Des contre-angles plus courts et plus légers. Idéal pour les accès difficiles



Avantages

- Léger
- Tête ultra-mini
- Corps très fin



Equilibre parfait

Caractéristiques

- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Engrenage carbone et diamant pour une plus grande longévité

Garantie 36 mois

I nano95LS	- Réf. C1099 - 1-551€ -	1 127€
I nano25LS	- Réf. C1100 - 1-157€ -	887€
I nano15LS	- Réf. C1101 - 1-384€ -	1 057€
I nano65LS PAM	- Réf. H1048 - 1-328€ -	942€

OFFRE

EXTENSION DE GARANTIE
sur la
gamme Z et nano

Pour **100€** de plus

vosre garantie
instrument étendue à

5 ans

+



1 PANASPRAY PLUS
OFFERT

Notre gamme avancée avec des modèles performants

Turbine M900L



Avantages

- Puissante
- Fiable
- Ergonomique

Caractéristiques

- Jusqu'à 26 Watts de puissance pour un traitement plus rapide
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Quadruple spray

Garantie 24 mois

- M900L - Réf. P1254
- M900KL - Réf. P1258
- M900SL - Réf. P1262
- M900BL - Réf. P1264
- M900WL - Réf. P1266

687€
963€

Existent en version non lumière (sauf Bien-Air & Sirona) et en tête mini (M800L)



Contre-angle S-Max M



Avantages

- Résistants
- Fiables
- Fonctionnels

Caractéristiques

- Modélisés pour une accessibilité optimale
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Quadruple spray

Garantie 24 mois

- M95L - Réf. C1023 - 1070€
- M25L - Réf. C1024 - 854€
- M15L - Réf. C1025 - 963€

687€

Existent en version non lumière

OFFRE

**EXTENSION
DE GARANTIE**
S-Max M et
S-Max pico

Pour 30€ de plus

vosre garantie
instrument étendue à

3 ans

+



1 PANASPRAY PLUS
OFFERT

S-Max pico

Turbine à tête ultra mini pour les ouvertures de bouche limitées



Avantages


- Visibilité optimale
- Tête ultra mini

Applications

- Soins pédodontiques

Caractéristiques

- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Spray et barreau de Quartz pour un refroidissement et un éclairage du champ opératoire optimaux
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Fraises à mandrin court



Garantie 24 mois

- S-MAX PICO - Réf. P1140
- S-MAX PICO KL - Réf. P1142
- S-MAX PICO SL - Réf. P1143
- S-MAX PICO BLED - Réf. P1144
- S-MAX PICO WLED - Réf. P1145

795€
997€

Raccords disponibles : NSK*, Bien-Air*, W&H*, Kavo*, Sirona*.



L'assurance de continuer ses soins même en cas de panne

SIMPLE, RAPIDE ET PRATIQUE

Un souci sur un instrument ou un cordon micromoteur d'implantologie ?

CONTACTEZ LE SERVICE NSKARE AU NUMÉRO DÉDIÉ :

06 43 83 58 98



Enlèvement de votre instrument à réparer directement à votre cabinet par coursier



Prêt d'un instrument équivalent pendant toute la durée de réparation.



Renvoi de votre instrument réparé à votre cabinet

Déjà **320 dentistes** ont fait **confiance** au NSKare en 2020

GAMME Ti-Max-X

Une gamme avancée de contre-angles ultra-performants et fonctionnels



Avantages

- Fiables
- Ergonomiques
- Polyvalents

Caractéristiques

- Corps en titane pour plus de légèreté
- Revêtement Duracoat résistant aux rayures



Roulement céramique
25% plus résistant que les roulements ordinaires en acier



Système Clean Head
Empêche la remontée de fluides dans la tête pour assurer une sécurité maximale aux patients

Garantie 24 mois

I X95L	- Réf. C600	- 1-437€ -	855€
I X25L	- Réf. C601	- 1-102€ -	709€
I X15L	- Réf. C602	- 1-346€ -	845€
I X65L PAM	- Réf. H273	- 1-249€ -	863€

Existent en version non lumière

Raccords

Des raccords LED pour une vision plus nette

Avantages

- Ergonomique
- Large zone d'éclairage avec lumière du jour

Caractéristiques

- Valve anti-retour pour empêcher la contamination du circuit d'eau
- Revêtement en titane
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- LED intégrée incorporée dans le raccord (32000 Lux / 6500K)

Garantie 12 mois



PTL-CL-LED pour NSK
Réf. P1001600 - 381€ - **276€**



PTL-CL-LED III pour NSK
avec réglage débit d'eau
Réf. P1001601 - 418€ - **302€**



KCL-LED Pour Kavo® MULTiflex® LUX,
avec réglage du débit d'eau
Réf. P1005600 - 511€ - **378€**



SCL-LED Pour Sirona®
avec réglage du débit d'eau
Réf. P1009600 - 511€ - **380€**

Notre gamme standard polyvalente

FX series

Contre-angles et Pièces à main



Turbine Pana-Max2



Avantages

- Simple à utiliser
- Fiable

Caractéristiques

- Puissance de 17 Watts (M4) et 18 Watts (PTL et KV)
- Corps en acier inoxydable pour une bonne maniabilité
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Roulements en céramique qui assurent la longévité de l'instrument
- Non lumière

Garantie 12 mois

- PanaMax2 PTL - Réf. P1211 - **490€**
- PanaMax2 KV - Réf. P1212 - **490€**
- PanaMax2 M4 Vissable au cordon - Réf. P1154 - **374€**

Raccords disponibles : NSK®, Kavo®, Midwest 4 voies

Avantages

- Fonctionnels
- Ergonomiques
- Fiables

Caractéristiques

- Corps en acier inoxydable pour une bonne maniabilité
- Forme ergonomique
- Non lumière / Sans spray

Garantie 12 mois

- 1- FX22 - Réf. C1129 - **208€**
- 2- FX25m - Réf. C1052 - **305€**
- 3- FX15m - Réf. C1053 - **407€**
- 4- FX65m PAM - Réf. H1014 - **328€**
- 5- FX75m - Réf. C1055 - **459€**
- 6- FX57m - Réf. C1054 - **313€**
- 7- EX-6B PAM - Réf. H260 - **315€**

Consommables




PANA SPRAY Plus

Pour turbines, contre-angles et moteurs pneumatiques. (Lubrifiant contenant de l'alcool).

- 500ml - Réf. Z182100 - **41€ - 32€**
- 6 x 500ml - Réf. Y900630 - **214€ - 184€**

EMBOUTS DE LUBRIFICATION



Phatelus
Réf. P183090 - **15€ - 12€**



Type E
Réf. Z019090 - **14€ - 12€**



Tête turbine contre-angle + M4
Réf. Z020201 - **1,2€ - 1€**

MICROMOTEURS

Électriques Garantie 24 mois

Courts et légers. Lumière **LED** intégrée.

M40 XS

Micromoteur à charbon



Avantages

- Compact
- Léger
- Silencieux

Caractéristiques

- Flexible de 60 à 40.000 min-1
- Générateur de chaleur minimal
- Lumière LED intégrée
- Corps en titane avec revêtement Duracoat

M40XS (Charbon)
Réf. E1135051 - ~~1-154€~~ - **815€**

NLX nano

Micromoteur à induction



Avantages

- Equilibre parfait
- Léger (61g)
- Corps ultra-compact
- Sans entretien

Caractéristiques

- Couple élevé (3,4 Ncm)
- Corps en titane
- Revêtement Duracoat résistant aux rayures
- Entièrement stérilisable en autoclave (avec capuchon moteur)

NLX nano (Induction)
Réf. E1044051 - ~~1-303€~~ - **946€**


Pneumatiques Garantie 12 mois

Avantages


- Courts
- Légers
- Ergonomiques

Caractéristiques

- Valve anti-retour pour empêcher la contamination du circuit d'eau
- Rotation à 360° avec éclairage LED (pour le X205L)
- Micro-générateur électrique intégré pour un traitement sous lumière LED même avec un cordon non lumière (pour le Dynaled M205LG)



Ti-Max X205L M4
Réf. M1013 - ~~977€~~ - **860€**



S-Max M205 M4
Réf. M1007 - ~~798€~~ - **687€**



DynaLED M205LG M4
Réf. M1018 - ~~1-154€~~ - **957€**

UN SERVICE APRÈS-VENTE PERFORMANT

5 TECHNICIENS EXPERTS
pour la réparation du petit matériel

2 TECHNICIENS DÉDIÉS
aux automates et autoclaves

1 PERSONNE
dédiée à la réception
et à l'enregistrement des colis

Réparation effectuée en **24H**
(dès l'acceptation du devis)

Utilisation **EXCLUSIVE**
DE PIÈCES D'ORIGINE

2 PERSONNES
dédiées à l'envoi
des **COLIS SÉCURISÉS**

Envie de continuer à vous former ?



Chirurgien-dentiste, assistante dentaire...

Plusieurs sessions de formation :
Chirurgie, parodontologie, stérilisation des instruments,
vente des devis implantaire...

Demandez notre catalogue de formation 2021
et inscrivez-vous vite. Les places sont limitées

info@nsk.fr • Tél. : 01 56 79 59 93

GRATUIT, SANS ENGAGEMENT et RAPIDE



Demandez l'ESSAI GRATUIT
de nos produits sur le site

WWW.TRYNSK.FR

En 3 clics,
commandez le produit de votre choix
et recevez le à votre cabinet

iCare+

Automate de nettoyage, désinfection et lubrification des instruments rotatifs

fongicide
Virucide*
bactéricide

Avantages

- Virucide, bactéricide et fongicide
- Rapide (18 minutes de traitement pour 4 instruments)
- Simple à utiliser

Caractéristiques

- 2 modèles proposés : 2 raccords turbines + 2 raccords contre-angles (C2) ou 1 raccord turbine et 3 raccords contre-angles (C3)
- Sélection instruments à spray interne ou externe
- Mise en rotation des instruments et traitements des tubulures Air/Eau
- Connexion universelle avec tous les instruments rotatifs
- Livré avec 1 ou 2 adaptateurs selon modèle, huile de maintenance (1 litre), 1 flacon de Nclean et 1 flacon de Ncid

Adaptateur icare+ PTL	- Réf. Z1127010	- 140€ - 110€
Adaptateur icare+ Kavo	- Réf. Z1127011	- 158€ - 124€
Adaptateur icare+ WH	- Réf. Z1127012	- 140€ - 110€
Adaptateur icare+ Sirona	- Réf. Z1127013	- 140€ - 124€
Adaptateur icare+ Bien Air	- Réf. Z1127014	- 158€ - 110€



C2 - Réf. S102001
C3 - Réf. S103001


6 560€
~~7 010€~~

Garantie 24 mois

Garantie étendue



EFFICACE CONTRE LA COVID-19



L'efficacité du produit Ncid (désinfectant) dans l'élimination du virus Covid-19 a été prouvée*.

Un cycle complet de 18 minutes permet de supprimer les risques de contamination.

* Certification du laboratoire Germany HYGCEN du 06 avril 2020

ZOOM

sur les fonctionnalités de l'iCare +

Le panneau de contrôle, clair et intuitif, est équipé de LED et la chambre de traitement, d'un éclairage, afin de suivre l'avancement du processus.



- Jaune pour le nettoyage ;
- Blanc pour la désinfection ;
- Bleu pour la lubrification ;

• En fin de cycle, lorsque la LED verte s'allume sur le panneau de contrôle, le praticien a l'assurance que les instruments ont été traités efficacement.

Faites l'économie des frais de port en anticipant vos besoins en consommables

OFFRE



3 x 6 flacons n.Clean

n.clean (6x500ml)
Réf. ACL600



2 x 6 flacons n.Cid

n.cid (6x500ml)
Réf. ACD600



1 bouteille huile maintenance

iCare / iCare +
Réf. Z016130

PACK CONSOMMABLES

785€
~~977€~~

FRAIS
DE PORT
OFFERTS

Pour iCare +

1L Huile de maintenance

iCare / iCare +
Réf. Z016130 - 113€ - **93€**



n.clean (6x500ml)

Réf. ACL600 - 173€ - **140€**

n.cid (6x500ml)

Réf. ACD600 - 173€ - **140€**



MAINTENANCE ET STÉRILISATEURS

iCare

Automate de lubrification



Avantages

- Simple d'utilisation et d'installation
- Lubrification parfaite avec le volume d'huile adapté
- Grand réservoir d'huile pour une plus grande autonomie

Caractéristiques

- Capacité de 4 instruments
- 2 modèles proposés :
2 raccords turbines
+ 2 raccords contre-angles
ou 1 raccord turbine
et 3 raccords contre-angles
- 1 ou 2 adaptateurs selon modèle
- Livré avec 1 litre d'huile

modèle C2 = 2 turbines + 2 contre-angles
modèle C3 = 1 turbine + 3 contre-angles

Garantie 12 mois

C2 - Réf. Y1002787 - ~~3 294€~~ - **2 438€**

C3 - Réf. Y1002788 - ~~3 143€~~ - **2 438€**

Adaptateurs icare

Adaptateur icare PTL - Réf. Z257010
Adaptateur icare Kavo - Réf. Z257020
Adaptateur icare WH - Réf. Z257021
Adaptateur icare Bien Air - Réf. Z257022
Adaptateur icare Sirona - Réf. Z257023

109€
~~138€~~

Consommables

Pour iCare



Lingettes absorbantes pour iCare
Lot de 10 unités
Réf. U433135 - ~~7€~~ - **6€**



Eponges absorbantes pour iCare
Lot de 12 unités
Réf. Y900159 - ~~33€~~ - **25€**

iClave plus

Autoclave 18L de classe B



Réf. Y1003077

6 111€
~~7 377€~~

Garantie 36 mois

Garantie étendue

Avantages

- Ergonomique
- Stérilisation rapide et sûre
- Silencieux (<53 dB)
- Simple d'utilisation

Caractéristiques

- Chambre en cuivre pour des cycles plus rapides et une consommation d'énergie réduite.
- Grande capacité de chargement avec un volume de 18 litres
- 8 programmes disponibles dont le cycle Prian



Stérilisation sous vide pour tous les types d'instruments



Enregistrement des données du cycle de stérilisation sur clé USB



Filtere antibactérien pour une plus grande sécurité

La chambre en cuivre NSK permet 50% de capacité en plus que les autoclaves classiques



iClave Plus
Chambre en cuivre



Autoclave Classique
Chambre en acier inoxydable

STÉRILISATEUR iClave+

Gagnez en efficacité et en sécurité, ÉQUIPEZ-VOUS EN AUTOCLAVES

Pour un faible encombrement, gagnez du temps sur vos stérilisations avec 2 autoclaves.
Cette configuration vous offre un meilleur roulement de vos instruments
et une usure de vos stérilisateurs plus lente.



PURITY

Déminéralisateur autonome



Avantages

- Simple et automatique

Pour iClave Plus 18L
Réf. Z1284001 - ~~1 704€~~ - **1 448€**

Consommables



Thermosoudeuse Newseal 05

- Résistance auto-réglable
- Dimension scellage : 1 cm
- Porte rouleau : 44cm

Garantie 12 mois

Réf. Z1279 - ~~903€~~ - **781€**



Imprimante custom

- Thermique
- Etiquette code-barre
- Livrée avec 4 rouleaux

Garantie 12 mois

Réf. 9900006K - ~~841€~~ - **714€**
Étiquettes imprimante 10 rouleaux
Réf. 9900007K - ~~109€~~ - **91€**



Lecteur code barre

- Lecteur 1D
- Portée lecture étendue
- Livré avec support et câble USB

Garantie 12 mois

Réf. MS5145 - ~~245€~~ - **194€**



Test Helix
100 languettes

Réf. Z1283 - ~~154€~~ - **120€**

OFFRE

pour
2 autoclaves
11 000€ TTC

+

**GARANTIE
ÉTENDUE
à 4 ans**

Surgic Pro / Surgic Pro+

Moteur d'implantologie et de microchirurgie



Avantages

- Fiable
- Simple
- Efficace

Applications

- Petite chirurgie (extraction, abrasement crête osseuse...)
- Pose implant (forage et mise en place)
- Maintenance implantaire

Caractéristiques

- Puissance de 80 Ncm
- 8 programmes de 8 plages
- Pédale multifonctions à variation
- Eclairage LED
- Livré avec 5 lignes d'irrigation



Pompe d'irrigation perfectionnée



Etalonnage de haute précision



Micromoteur à induction avec cordon 2 mètres (3.5 mètres en option)

Garantie 24 mois

Garantie étendue

Surgic Pro
Lumière avec contre-angle X-SG20L
Réf. Y1003586 - ~~6 842€~~ - **5 049€**

Non lumière avec contre-angle SG20
Réf. Y1003587 - ~~5 733€~~ - **3 687€**

Surgic Pro+
Lumière avec contre-angle démontable X-DSG20L
Réf. Y1003585 - ~~7 223€~~ - **5 454€**

OFFRE Pour l'achat d'un moteur Surgic Pro



1 contre-angle rouge
X-SG93L
Réf. C1004

OU



1 contre-angle vert
X-SG20L
Réf. C1003

OU




1 pièce à main
X-SG65L*
Réf. H1009

UN INSTRUMENT OFFERT

Consommables



Lignes d'irrigation
Livrées par 5 unités minimum
Réf. Y900113 - ~~47€~~ - **41€**



Cassette de stérilisation
Pour VarioSurg3
Réf. Z313102 - ~~238€~~ - **187€**
Pour Surgic pro
Réf. S900040 - ~~238€~~ - **187€**



Support Pièce à main
Réf. Z1029201 - ~~42€~~ - **34€**



Clé dynamométrique
chirurgie CR-30
Réf. 10000977 - ~~117€~~ - **92€**

Dr. Afchine SAFFARZADEH - (Rezé - 44)



«En 12 ans d'utilisation quotidienne intensive, ce moteur a fait preuve d'une grande fiabilité».

MOTEUR ULTRASONIQUE

VarioSurg 3

Moteur de chirurgie et de microchirurgie ultrasonique

Réf. Y1002726

7 142€
~~8 425€~~

Garantie 24 mois

Garantie étendue



OFFRE SPÉCIALE

Pour l'achat d'un VarioSurg 3

6 inserts en plus au choix

OFFERTS

Avantages

- Performances ultrasoniques exceptionnelles
- Pièce à main ergonomique et ultra fine
- Transmission de puissance efficace assortie d'une production de chaleur minimale
- Découpe stable grâce aux fonctions «Feedback» et «auto-tuning»

Applications


- Chirurgie osseuse
- Soulèvement de sinus
- Chirurgie parodontale
- Chirurgie endodontique
- Maintenance implantaire

Caractéristiques

- Technologie iPiezo
- 3 modes (Surg, Endo, Perio) et mode Burst / Visuel : 3 modes proposés P (Perio), E (Endo) et S (Surg)
- 9 programmes : 5 chirurgie, 2 endodontie, 2 parodontie
- Livré avec 5 lignes d'irrigation, 1 pièce à main ultrasons, 1 pédale, 1 kit 6 inserts basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11) et une cassette de stérilisation



Trois modes proposés
P (Perio), E (Endo)
et S (Surg)



Mode BURST
perfectionné pour
découper les tissus
les plus durs



Eclairage LED
pour un plus grande
précision de traitement

iCart

Réf. S9090

1 212€
~~1 268€~~

Dimensions
H101.65 cm
Poids : 16.5 kg

OFFRE

-50%

sur le prix du
CART SEUL
pour l'achat cumulé
avec l'un des 3 moteurs :

- Surgic Pro
- VarioSurg 3
- Varios Combi Pro



Dr. Glez - (Rennes - 35)



«Au delà des avantages classiques de la technologie ipiezo, le plus de ce moteur est l'aide extractionnelle avec les inserts dédiés pour un traitement atraumatique avec effet hémostatique».

CONTRE-ANGLES & PIÈCES À MAIN

Garantie 12 mois

CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE Multiplicateur 1:3

Lumière LED intégrée



X-SG93L* - Triple spray
Réf. C1004 - 1351€ - 1 098€



Z-SG45L* - Tête orientée
Réf. C1107 - 1579€ - 1 184€

CHIRURGIE IMPLANTAIRE Réducteur 20:1



X-DSG20L* - Démontable
Réf. C1068 - 1515€ - 1 204€



X-SG20L - Double irrigation
Réf. C1003 - 1351€ - 1 098€



SG20 - Non lumière
Réf. C1010 - 972€ - 806€



SGMS-ER20i - Butée de profondeur
Réf. Y110147 - 911€ - 739€

PIÈCES À MAIN DE CHIRURGIE Rapport 1:1

*Existe en version non lumière



SGX-E20R
Réf. HA1200 - 1067€ - 904€



X-SG65L*
Réf. H1009 - 1107€ - 913€



SGS-ES
Réf. H264 - 701€ - 572€



SGA-ES angulée
Réf. H263 - 972€ - 806€

Dr. SIEFERT - (Avranches - 50)

Le Z-SG45L : Eprouvé, fiable et ergonomique, un outil pratique et fonctionnel.

Il offre un accès simplifié au niveau des secteurs molaires, grâce à la finesse de sa tête.

Son utilisation n'est pas nécessairement plus simple ou plus compliquée qu'un contre angle traditionnel, mais j'ai l'impression que la position de la main est plus anatomique et donc que l'utilisation du contre angle est plus naturelle.

La puissance du contre angle est indéniable et elle me semble en effet supérieure aux contres angle traditionnels.

La section coronaire, à condition qu'elle soit faite avec une pression constante, est réalisée de manière régulière, sans à-coups ou échauffement. L'irrigation est abondante et bien dirigée».



NSK votre PARTENAIRE EN CHIRURGIE

Venez vous former à la PiezoChirurgie sur notre VarioSurg 3 avec des cliniciens experts

Au programme :








Sinus lift, découpe osseuse, prélèvements osseux et greffes d'apposition, maintenance implantaire...

Plus d'informations sur notre catalogue de formations 2021

LES INSERTS DE CHIRURGIE

Un choix de plus de 50 inserts optimisés pour les trois modes du VarioSurg3.

- SURG** Mode SURG pour la chirurgie osseuse et sinusienne
- PERIO** Mode PERIO pour la chirurgie parodontale
- ENDO** Mode ENDO pour la chirurgie endodontique apicale



Maintenance implantaire
Support VIP



V10S - Z305117 - **138€**



V-P10 - Y900184 - **52€**



V-P11L - Y1002166 - **52€**



V-P26L - Y1002169 - **52€**



V-P11R - Y1002165 - **52€**



V-P12 - Y1002167 - **52€**



V-P26R - Y1002168 - **52€**

OFFRE

4 INSERTS
ACHETÉS = 2 INSERTS
OFFERTS

Offre valable sur l'ensemble de nos inserts



Lavable en thermodésinfecteur



Passage en autoclave jusqu'à 135°C

Duo Cart Complet

Deux systèmes chirurgicaux reliés et commandés par une pédale unique pour un plus grand confort de travail

Réf. 2CARTCOMP

13 129€
16 584€



Avantages

- Simple
- Pratique
- Sûr
- Ergonomique

Applications

- Chirurgie pré-implantaire et pose d'implant

Caractéristiques

- La fonction LINK relie les 2 systèmes directement
- Ajustement des programmes et des paramètres par commande au pied avec pédale unique
- Affichage clair des paramètres sur écran
- Le Duocart complet comprend : le SurgicPro avec contre-angle X-SG20L et le VarioSurg3 sans pédale avec pièce à main VSG3 LED, une cassette de stérilisation et les kits Sinus lift (SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11) et Basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11), câble SG link, anse pédale et 20 lignes d'irrigation.

iSD900

Visseuse-dévisseuse dynamométrique sans fil pour prothèse implantaire

Réf. Y1001358

1 244€
~~1 888€~~

Garantie 12 mois

Avantages

- Rapide et précise
- Accès simplifié dans les zones postérieures
- Sécurité

Applications

- Serrage de vis
- Coiffes de cicatrisation
- Piliers prothétiques

Caractéristiques

- Système d'étalonnage de couple pour un contrôle précis
- Large plage de couple (10 à 40 Ncm)
- 3 vitesses de rotation
- Compatible avec la majorité des systèmes d'implants
- Levier ergonomique
- Ecran LCD



Osseo 100

Appareil de mesure de l'ostéo-intégration pour déterminer le moment idéal pour la mise en charge de l'implant

Réf. Y1004175

2 194€
~~2 499€~~

Garantie 12 mois

Avantages

- Intuitif
- Non invasif
- Rapide

Applications

- Contrôle de la stabilité pour les patients à risque ou pour des mises en charge immédiates

Caractéristiques

- Permet de contrôler la durée du traitement
- Améliore le taux de réussite pour les protocoles impliquant des durées courtes de traitements ou chez les patients à risque
- Offre une mesure claire et précise du degré d'ostéo-intégration de l'implant



Les Multipegs sont vendus séparément et sont à commander selon la référence de vos implants. Plus de 60 références disponibles. Stérilisables jusqu'à 20 fois.

Tarif unitaire Multipeg : **48€ TTC**

OFFRE

Pour l'achat d'un **Osseo 100**



2 Multipegs OFFERTS

DÉTARTREURS

Varios Combi Pro

Deux systèmes en un : Combiné détartreur ultrasonique et aéropolisseur prophylactique

Réf. Y1002843

5 040€
~~6 161€~~

Garantie 12 mois



Avantages

- Confort optimal
- Ecran large et utilisation intuitive
- Maximum de confort pour les patients
- Système goutte à goutte pour limiter la nébulisation

Application

- Traitement d'approfondissement parodontal

Caractéristiques

- Passage automatique de la fonction ultrasons à la fonction aéropolissage lorsque la pièce à main concernée est retirée de son support.
- Définition automatique des fonctions d'aéropolissage pour les applications supra ou sous-gingivales.
- Livré avec kit Prophy (applications supra-gingivales) et inserts (G4, G16 et G8)

Kit Pério

Avantage

- Ergonomique et simple d'utilisation

Application

- Pour polissage sous-gingivale

Caractéristique

- Avec inserts plastiques à usage unique

Réf. Y1003042

766€
~~932€~~



Varios 970L*

Détartreur ultrasonique multifonction

Avantages

- Compact avec 2 réservoirs intégrés
- Intuitif

Application

- Traitement des parodontites

Caractéristiques

- Technologie iPiezo 3 modes (Général, Endo, Perio)
- 2 flacons (400ml)
- Livré avec kit 3 inserts (G4, G16, G8)

Garantie 12 mois

Réf. Y1004161

2 010€
~~3 090€~~

*Existe en version non lumière



OFFRE

**KIT DE DÉMARRAGE
4 INSERTS
AU CHOIX
OFFERTS**



**POUR L'ACHAT DU
Varios 970L**

OFFRE



**POUR L'ACHAT DU
Varios Combi Pro**

**KIT DE DÉMARRAGE
10 INSERTS
AU CHOIX
OFFERTS**

INSERT DE PARODONTOLOGIE

POUR DÉTARTREUR ULTRASONIQUE


INSERTS



G1 - Réf. Z217101 - 94€



G4 - Réf. Z217104 - 94€



G6 - Réf. Z217106 - 94€



G8 - Réf. Z217108 - 94€

MICRO-INSERTS



P1 - Réf. Z217404 - 135€



P1D - Réf. Z217405 - 146€



P10 - Réf. Z217410 - 135€



P11R - Réf. Z217408 - 135€



P20 - Réf. Z217420 - 135€



P25L - Réf. Z217425 - 135€

Kit inserts
maintenance implantaire



Réf. Y1002606 - 192€

OFFRE

**4 INSERTS
ACHETÉS = 2 INSERTS
OFFERTS**

Offre valable sur l'ensemble de nos inserts

Kit inserts
maintenance implantaire



Réf. Y1002754 - 192€

POUR DÉTARTREUR PNEUMATIQUE



Support insert
S35 - Réf. Z252015 - 138€



S1 - Réf. Z252411 - 94€



S2 - Réf. Z252413 - 94€



S3 - Réf. Z252412 - 94€



S10 - Réf. Z252420 - 94€



S20 - Réf. Z252441 - 94€



S21R - Réf. Z252442 - 94€



S21L - Réf. Z252443 - 94€

Mme Bianca WILLEMS Hygiéniste dentaire en Allemagne



«Je travaille avec le VCP depuis plusieurs années et je l'utilise sur chaque patient. Je suis particulièrement satisfaite par le grand choix d'inserts, l'application douce et efficace de l'aéropolissage et la faible sensibilité dentaire lors du traitement.»

Mme Ditta IVANICS Conseillère clinique et formation chez NSK Europe



«Le VariosCombiPro est l'aéropolisseur n°1 en Allemagne. En utilisant notre VariosCombiPro, vous offrez une invasion minimale tout en évitant de causer de la douleur. Vos patients seront satisfaits car le traitement avec le VariosCombiPro est confortable et très rapide.»

NOUVEAUTÉ

DÉTARTREURS

iProphy

Contre-angle prophy sans fil pour des traitements de prophylaxie simples en toute liberté



Avantages :

- Sans fil et sans pédale pour une liberté totale de mouvement
- Léger
- Ergonomique

Caractéristiques :

- Vitesse de rotation stable (de 500 à 2500 min⁻¹)
- Changement de tête simple grâce au système d'assemblage rapide
- 6 positions de tête possibles pour s'adapter à toutes les positions de travail
- Léger (116g) pour moins de fatigue
- La Tête iFx57 offre une large visibilité et un accès facilité aux molaires

Modèle iProphy – Set complet

Réf. Y1500015

1 212€
~~1 327€~~

Ti-Max S970L

Détartreur pneumatique



Avantages

- Bonne visibilité
- Adaptable sur raccord turbine
- Nombreux choix d'inserts pour de multiples applications

Caractéristiques

- Corps en titane revêtement Duracoat
- Double éclairage LED (S970L/KL/SL)
- Anneau de réglage de puissance
- Livré avec 3 inserts (S1, S2 et S3)

Garantie 12 mois

Lumière

S970L - Réf. T1005
 S970KL - Réf. T1013
 S970SL - Réf. T1015

1 030€
~~1 265€~~

Non lumière

S970 - Réf. T1020 - 999€ - ~~811€~~

Perio-Mate

Aéropolisseur pour traitement sous-gingival



Avantages

- Embout à usage unique
- Forme effilée
- Entretien facile

Application

- Aéropolissage des zones sous-gingivales

Caractéristiques

- PAM rotation 360°
- Anneau de contrôle du débit de poudre
- Livré avec un flacon de poudre de 160g et 40 embouts jetables

Garantie 12 mois

Raccord NSK - Réf. Y1002654
 Raccord Kavo - Réf. Y1002655
 Raccord Sirona - Réf. Y1002656
 Raccord W&H - Réf. Y1002657
 Raccord Bien-Air - Réf. Y1002658

1 111€
~~1 567€~~

OFFRE

Pour l'achat d'un
Perio-Mate
Prophy-Mate neo



Une 2^{ème} pièce à main
OFFERTE

Prophy-Mate neo

Aéropolisseur avec technologie 100% anti-obturation pour traitement supra-gingival



Avantages

- Solide et fiable
- Utilisation simple
- Maintenance facile

Applications

- Elimination du biofilm et des colorations
- Dépoussage de la surface ou email avant collage
- Préparation des traitements de sillons

Caractéristiques

- Conception ergonomique
- Buses de remplacement interchangeables
- Livré avec 5 sticks de Flash Pearl et 2 buses (60° et 80°)



Système à double arrivée d'air



Double rotation à 360°



Connexion simple et rapide

Garantie 12 mois

Raccord NSK - Réf. Y135029
 Raccord Kavo - Réf. Y135030
 Raccord Sirona - Réf. Y135031
 Raccord W&H - Réf. Y135032
 Raccord Bien-Air - Réf. Y135033

999€
~~1 474€~~

Consommables



Poudre Perio-Mate - (sous-gingival)
 Poudre à base de glycine
 Granulométrie fine (25µm)

2x160g
 Réf. Y900938 - ~~107€~~ - **87€**



Inserts jetables
 Usage unique

40 pièces
 Réf. Y1002741 - ~~105€~~ - **82€**



Flash Pearl - (supra-gingival)
 Poudre à base de calcium (Sans sodium)
 Particules sphériques (54µm)

Bouteille 4x300g
 Réf. Y900698 - ~~110€~~ - **92€**
Boîte de sticks 100x15g
 Réf. Y900693 - ~~245€~~ - **194€**



Buses stérilisables

60°
 Réf. T797012 - ~~138€~~ - **108€**

80°
 Réf. T797013 - ~~138€~~ - **108€**

ULTIMATE XL

Moteur de prothèse à induction pour laboratoire

Avantages

- Corps léger et compact
- Choix parmi 3 micromoteurs et 4 boîtiers (table, tour, genou et pied)
- Performant
- Bruits et vibrations minimales
- Mécanisme spécial anti-poussière

Caractéristiques

- Couple 8,7Ncm
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse de 1000-50000 min-1
- Réglage mode maintenance
- Fonction vitesse automatique
- Micromoteur à induction



Garantie 12 mois

Choix parmi 3 micromoteurs et 4 boîtiers.



Modèle de Table
ULTIMATE XL



Modèle Tour
ULTIMATE XL-D



Modèle Genou
ULTIMATE XL-K



Modèle Pédale
ULTIMATE XL-F

UMXL-KT TORQUE modèle genou
Réf. Y141495
UMXL-GT TORQUE modèle table
Réf. Y141471
UMXL-FT TORQUE modèle pédale
Réf. Y141513

1 794€
~~2 379€~~

UMXL-KC COMPACT modèle genou
Réf. Y141496
UMXL-GC COMPACT modèle table
Réf. Y141472
UMXL-FC COMPACT modèle pédale
Réf. Y141514

1 569€
~~1 942~~

OFFRE



POUR L'ACHAT D'UN
Ultimate XL

UNE PIÈCE À MAIN
OFFERTE



PAM TORQUE
Réf. H269



PAM COMPACT
Réf. H271

VOLVERE i7

Moteur charbon de retouche pour prothèse



Avantages

- Confortable et ergonomique
- Système anti-poussière intégré
- Haute précision
- Bruits et vibrations minimales

Caractéristiques

- Léger (930g) et compact (L69xP185xH167 mm)
- Fonction auto-cruise (régulateur de vitesse)
- Système d'alarme anti-surchauffe du moteur
- Couple 4,1 Ncm
- Vitesse de 1000-35000 min⁻¹
- Micromoteur à charbon

Garantie 12 mois

- Standard avec pièce à main - Réf. Y1002890 - **1 305€ - 1 062€**
Type E avec pièce à main VR-EB - Réf. Y1002891 - **1 305€ - 1 062€**
Type E sans pièce à main - Réf. Y1003523 - **1 230€ - 1 019€**

PRESTO II

Turbine pour laboratoire de prothèse



Avantages

- Fiable
- Précise

Applications

- Pour retouche céramique et zircone

Caractéristiques

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Aucune lubrification nécessaire
- Boîtier léger et compact

Garantie 12 mois Réf. Y150022 - **1 090€ - 813€**

PRESTO AQUA II

Turbine pour laboratoire de prothèse



Avantages

- Précision optimale
- Performante

Caractéristiques

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Spray réglable
- Turbine pivotante 360°
- Aucune lubrification nécessaire
- Mécanisme anti-poussière

Garantie 12 mois Réf. Y150023 - **2 157€ - 1 592€**

ENDO-MATE TC2

Pièce à main d'endodontie sans fil avec contrôle du couple et inversion automatique



Avec tête MP

Réf. Y1001027

1 480€
~~1 922€~~

Garantie 12 mois

Avantages

- Sans fil
- Ergonomique

Caractéristiques

- Forme effilée pour une meilleure visibilité
- Ecran LCD et bouton facile d'accès
- Fonction inversion automatique et alarme (limite couple)
- 5 programmes pour différents systèmes de lime / 3 modes endo
- Mémorisation des derniers paramètres du programme
- Chargement rapide (90 minutes)

OFFRE

ENDO-MATE TC2

ET iPexII

2 222€
(avec tête MPA)

Réf. TC2 Y1001028



ENDO-MATE DT2

Micromoteur d'endodontie avec console programmable

Endo-Mate DT2 avec tête MP

Réf. Y1004230

1 077€
~~1 413€~~

Garantie 12 mois

Avantages

- Compact
- Autonome
- Design

Caractéristiques

- Unité de table compacte et portable (jusqu'à 9 programmes)
- Six angles de tête pour un traitement facilité
- Système d'attache facile
- Fonction inversion automatique
- Convient à toutes les limes Ni-Ti
- Avec tête MP20:1



ESSAI GRATUIT
NSK
TRIAL

SIMPLE, RAPIDE
ET SANS ENGAGEMENT
www.trynsk.fr

Ti-Max *Ti-ENDO*

Contre-angle endodontique avec bague d'ajustement de couple



Avantage

- Pour une préparation canalaire sûre et efficace

Caractéristiques

- 4 niveaux de réglage de couple (0,25 / 0,5 / 1,0 / 3,0 Ncm) pour éviter les fractures de limes dans le canal
- Tête exceptionnellement petite
- Réduction 128:1
- Corps en titane
- Pour limes Ni-Ti (diamètre 2,35)
- Rotation continue 360°

Garantie 24 mois

Réf. C589

~~1133€~~
916€

Ti-Max X

Contre-angle endodontique X35L



Avantages

- Fiable
- Ergonomique

Caractéristiques

- Réduction 10:1
- Pour lime manuelle et lime mécanique
- Balayage 60°
- Vitesse max : 4.000 min⁻¹

Application

- Alésage des canaux

Garantie 24 mois

Réf. C620

~~1096€~~
985€

iPexII

Localisateur d'apex de précision



Avantages

- Bonne visibilité
- Précision
- Sécurité

Caractéristiques

- Ecran LCD large et fonctionnel
- Résultats instantanés

Garantie 12 mois

Réf. Y1002208

~~1244€~~
990€

Dentalone

Cabinet dentaire mobile sous forme de valise de transport

Avantages

- Complet
- Autonome
- Silencieux

Caractéristiques

- Porte instruments avec sélection automatique de l'instrument
- Contrôle par affichage digital
- Micromoteur sans charbon (à induction)
- NLX nano avec lumière LED
- Détartreur ultrasonique Varios170 avec lumière LED
- Seringue 3 en 1 (eau, air et spray)
- Aspiration
- Compresseur intégré

Garantie 12 mois

Réf. S9070

12 858€*
~~14 286€~~

* Livré sans contre-angle



VIVA ace

Valise légère tout-en-un pour des soins dentaires comme en cabinet dentaire, où que vous soyez

Avantages

- Légère (8,6 kg)
- Compacte
- Autonome
- Polyvalente

Caractéristiques

- Installation facile et ajustable (4 niveaux de position pour soins prodigués assis ou debout)
- Seringue 3 en 1 (eau, air et spray)
- Aspiration
- Ecran de contrôle intuitif
- Compresseur intégré
- Moteur à induction NLX-plus
- Détartreur ultrasonique Varios 170

Garantie 12 mois

Réf. Y1003773

11 009€*
~~11 731€~~

* Livré sans contre-angle



OFFRE



1 Contre-angle nano

A C H E T É

avec l'achat d'une unité de soins mobile

1 Contre-angle nano

O F F E R T *

* Le moins cher des deux contre-angles


LISTE DES DÉPÔTS AGRÉÉS NSK PAR DÉPARTEMENT

CODE POSTAL	SOCIETE	31300	NOVADENT DIFFUSION	52800	52 - HAUTE-MARNE ELOI PERNET SAS	72220	S.2.M.DENTAIRE	91100	91 - ESSONNE JACKIEL MATERIEL DENTAIRE
	01 - AIN	31320	MULTI SERVICE DENTAIRE	53240	53 - MAYENNE C.D.O Médical	72500	EP. DENTAIRE SERVICE	91120	EUROPEAN DENTAL IMPORT
01500	DENT'OPTIQUE	31470	MIDI-PYRENEES DENTAIRE		54 - MEURTHE-ET-MOSELLE	72560	ARTECH-DENTAIRE	91130	ELIT DENTAIRE
	06 - ALPES-MARITIMES	31500	Fabrice MATAGNE	54840	DENTHEMES		73 - SAVOIE		92 - HAUTS-DE-SEINE
06000	A.M.D.P.	31650	ABM DENTAIRE	55105	DENTINE	73250	DENTAL-NET	92200	DENTOGEM
06100	AZUR DENTELEC-ROMEO		33 - GIRONDE		55 - MEUSE	73802	DENTAL CONCEPT	92220	COLLIN SAS
06200	PRESTIGE DENTAIRE	33270	DENTAL OCEAN	56270	56 - MORBIHAN SYNERGY		74 - HAUTE-SAVOIE	92250	BAILLEUL
06610	ATHENE MEDIN FRANCE	33270	EVIDENT		57 - MOSELLE	74250	PREXCIS	92310	RATOUN
06800	DENTAL 2000	33310	LMG Services	57153	COMPTOIR DENTAIRE LORRAIN	74930	PRODENTALPES	92310	MAISON DE CREATION DENTAIRE
	12 - AVEYRON	33370	ALTEK MEDICAL	57950	PLANET I.M.D.	74960	SIGMA NET SANTÉ	92500	AMPLIDENT
12000	DENTALCO	33700	SAFIR DENTAIRE SAS		59 - NORD		75 - PARIS		93 - SEINE-SAINT-DENIS
12510	DENTA SERVICES DU ROUERGUE	33700	WOD / OMNIUM	59130	DENTAL SERVICES VIP	75008	SAS BRAT	93100	J.P.L
	13 - BOUCHES-DU-RHÔNE		34 - HÉRAULT	59250	EURADENTAL	75010	G.M.D SERVICES	93100	ORTHO PARTNER
13008	ASSISTANCE DENTAIRE INFORMATIQUE	34070	ALTERNATIVE DENTAIRE	59250	JS DENTAIRE	75012	ORTHOLINE	93106	D.B.I DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE
13009	TORRELLI SARL ETS	34070	ALTERNATIVE DENTAIRE CONSOMMABLE	59320	DENTAL PREMIUM	75015	ALLHEX IMPLANTS SYSTEM	93500	M.F. DISTRIBUTION
13009	DEPA'DENT	34090	COOP_CENTRALE MEDICO-DENTAIRE	59320	MSD NORD CHAMPAGNE	75015	EFFEL DENTAIRE		94 - VAL-DE-MARNE
13012	PAT DENTAIRE	34130	A.P.H.A.R. DENTAIRE - MME MR PETIT	63100	DOME TECHNIC DENTAIRE SARL	75018	DRIVE DENTAL CONSULTING	94310	S.F.I.D.
13015	LA MEDITERRANEE DENTAIRE	34200	CREADENT	63100	G.D.D	75784	SOLUTECH	94440	ALG DIFFUSION
13190	I.P.P. PHARMA	34400	LA MAINTENANCE DENTAIRE	63300	CIME DENTAIRE		76 - SEINE-MARITIME	94550	HM TECHNOLOGIE
13290	KERUS DN	34500	PENOT JEAN JACQUES	63300	IRM DENTAIRE	76240	MON DÉPANNEUR DENTAIRE	94700	FARIDENTAL CONCEPT SERVICES
13400	SUD DENTAIRE	34570	A.R.K. TECHNIQUE	63800	REALISATION TECHNIQUE DENTAIRE	76300	DENTANOR	94700	I.D.F. DENTAIRE
13600	JP DENTAIRE	34690	PRACTIS		64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES	76520	DENTAIRE.COM		95 - VAL-D'OISE
13680	FINANCIERE DE PARTICIPATION	34800	ATED 34	64140	DEFIDENT		77 - SEINE-ET-MARNE	95105	DEXTER
13685	HYGIE-MEDICAL		35 - ILLE-ET-VILAINE	64320	DENTALALLOYS	77144	JOLYDENT	95210	BITTON MATERIEL DENTAIRE
13760	S.D.M. GAILLARD	35137	BROCELIANDE DENTAIRE	64320	PYRENEES DENTAIRE	77184	DENTAL WAVE	95250	LECOQ DENTAIRE
	14 - CALVADOS	35221	PERCEVAL	64320	CONCEPT DENTAIRE 64	77220	TECHNI-DENT	95290	DIDIER DENTAIRE SERVICES
14089	NORMADENT SERVICES	35520	BRETAGNE SERVICE DENTAIRE	64420	MACARY MAINTENANCE	77220	ACMD	95400	ASTRODENTAL
14200	FOURN. DENT. CAENNAISES	35520	DENTAIRE TECHNIC		66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES	77400	TC77 DISTRIBUTION		971 - GUADELOUPE
14840	NORMANDIAL DENTISTERIE		37 - INDRE-ET-LOIRE	66000	DENTAL TECHNIC SERVICES	77500	DENTAIRE SERVICES 77	97110	ECREMENT E.M.S
	19 - CORRÈZE	37300	DENTAL PARTNER SERVICES	66250	DENTAL TECHNIC SERVICES	77690	SAGNELONGE	97122	C2A DENTAIRE GUADELOUPE
19160	SEMDATEC DENTAL	37300	TOURAIN DENTAIRE DISTRIBUTION	66330			78 - YVELINES		972 - MARTINIQUE
19240		37304	DENT'AIR		67 - BAS-RHIN	78000	DENTAIRE SERVICE SAS	97224	S.C.A.R.
	2A - CORSE-DU-SUD	37320	TOURS DENTAIRE	67140	GOLD CONSEIL	78140	MSDENTAL	97354	973 - GUYANE MEDITEC
20600	COMPTOIR DENTAIRE CORSE	38320	MOUTAT GUY DENTAIRE	67270	M.C DIFFUSION	78150	BOIDART SARL		974 - LA RÉUNION
	21 - CÔTE-D'OR	38390	MELCYDEN FRANCE	67370	ALSACE DENTAIRE	78210	EKAD	97424	ATELIER MEDICAL
21000	ITC PINEAU		40 - LANDES		68 - HAUT-RHIN	78390	TECHNI-DENTAL SERVICES	97424	DENTAL AUSTRAL GROUP
21490	DENTAL FLO	40100	TECH. OPERATOIRES ET MEDIC.	68350	BC DENTAIRE	78410	ETABLISSEMENT NOIRBENNE	97427	XL MEDICAL
	22 - CÔTES-D'ARMOR	41500	HIGHTECH DENTAIRE ORLEANAIS-HDO	68540	DENTAIRE SERVICES 68	78570	WEBER DENTAL	97435	DABSTAR EQUIPEMENTS
22000	PRIT ARMOR		42 - LOIRE	68803	SBR - SCHNEIDER ET BOISSONS REUNIS	78790	FRAPIDENT	97460	DABSTAR SARL
22190	DENTEC	42160	ICADENT		69 - RHÔNE		83 - VAR	97460	SOS MEDICAL
	25 - DOUBS	42240	LINKEDENT	69003	D.E.C.	83130	AZUR DENTAL	97490	DENTAL OI SARL
25200	DENT EST		44 - LOIRE-ATLANTIQUE	69005	MEDICAWEB	83136	AMERICAN DENTAL PRODUCTS	97490	H.A.R.D CAB'
25600	OJ2D	44350	ROTEC	69120	MSD RHONE-ALPES	83140	PROTETIK	97490	MARTIAL
	26 - DRÔME	44360	R.M.D.I. (Radiologie et Matériel Dentaire Import)	69140	DENTALLPROJECT SAS	83320	IMD GROUP		980 - PRINCIPAUTE DE MONACO
26000	SERVICES DENT.RHONE-ALPES	44500	BERTRAND SAV DENTAIRE	69263	S.D.M.	83320	INGENIERIE MEDICALE ET SERVICES	98000	EUROMAX
	27 - EURE	44700	ATLANTIQUE DENTAIRE	69264	RHONE DENTAIRE SERV.	83500	CHARDINY THIBAUD		987 - POLYNESIE FRANCAISE
27300	RMP27	44800	HORIZON DENTAL	69270	DUMONTET-HUSSON	83600	I.L.D.SUD	98702	ORINA
27950	PRESTA SERVICE EVIDENT		45 - LOIRET	69440	SARL CUZIN Gilles	83870	DYATEK		988 - NOUVELLE CALEDONIE
	29 - FINISTÈRE	45190	TECHNOCENTRE DENTAIRE	69530	SORHODES		84 - VAUCLUSE	98800	IDEM
29170	EMADENTAIRE	45220	DISTRIBUTION DIRECTE DENTAIRE	69530	PRISMA CAT	84140	LE MONDE DENTAIRE	98845	INTERMED DENTAIRE
29460	DENTINEA		49 - MAINE-ET-LOIRE	69680	SODYM DENTAIRE	84200	M.D.M. - AULOFEE		
29520	PHENIX DENTAL	49135	S.I.D.	69680	DENTAL IMAGE	84140	ADPG PROVENCE		
	30 - GARD	49181	CENDRES+METAUX FRANCE SAS	69800	SIGMA NET SANTÉ		86 - VIENNE		
30540	HAGIDENT	49280	CRISPIN MEDICAL SARL		71 - SAÔNE-ET-LOIRE	86000	ACCESS DENTAL		
	31 - HAUTE-GARONNE		51 - MARNE	71380	BOURGOGNE MATERIEL DENTAIRE	86000	PB CONSULTING		
31100	DENTA 3D	51100	MD DENTAL		72 - SARTHE	86100	J.L.DENTAL		
31100	PROMADENT	51686	E.D.I.	72170	2C2M		87 - HAUTE-VIENNE		
31130	3A DENTAIRE						88 - VOSGES		
31140	AUVERLOR								
31200	GORRIZ J.								

NSK toute une équipe sur le terrain pour vous servir



RÉGION NORD
MÉLISSA ANTON
06 30 66 91 69
melissa.antson@nsk.fr



**RÉGION ÎLE DE FRANCE
ET DOM-TOM**
METIN ÖZTÜRK
06 86 33 06 94
m.ozturk@nsk.fr




RÉGION NORD-EST
GEORGES HINDY
06 33 36 63 50
georges.hindy@nsk.fr



**RÉGION NORD-OUEST
ET DOM-TOM**
MICKAËL DOMENICHINI
06 87 07 16 75
mickael.domenichini@nsk.fr




RÉGION SUD-OUEST
MARIE-LAURE RAVET
06 32 40 84 92
marielaure.ravet@nsk.fr



RÉGION RHÔNE-ALPES
LUIISA DA SILVA
06 70 64 60 50
luisa.dasilva@nsk.fr



RÉGION SUD-EST
JÉRÔME VAGNETTI
06 30 18 86 03
j.vagnetti@nsk.fr



NSK

Create it

NSK FRANCE SAS

32 rue de Lisbonne
75008 Paris France

Numéro azur : 0808 809 151
F. +33 (0)1 56 79 59 81

info@nsk.fr

www.nsk.fr



Suivez-nous sur les réseaux

