

# SAFEINVEST M

## ACHAT ET MAINTENANCE

L'offre idéale qui englobe l'achat et la maintenance de l'ensemble de vos instruments. Pour un parc de **moins de 25 instruments**.



S W I S S  M A D E



# SOYEZ TRANQUILLE!

LES INSTRUMENTS VOUS APPARTIENNENT  
ET NOUS EN PRENONS SOIN POUR VOUS.

## VOS AVANTAGES SAFEINVEST M

- ✓ Garantie complète pendant 24 ou 36 mois, chocs à la tête inclus.
- ✓ En cas de panne: collecte, réparation et retour gratuits via Repair Service : <https://repairservice.bienair.com/>

### CLASSIC LINE

### « OFFRE BASIQUE »

À PARTIR DE **27 €** / MOIS

NOUVEAUTÉ

#### BORA 2



Bora 2 LK  
REF 1601153-001

KAVO

Bora 2 LED  
REF 1601152-001

BIEN-AIR

- ✓ Plus puissante - 20 watts
- ✓ Plus silencieuse - 59 dBA
- ✓ Plus petite tête: Ø 11,9 mm H 13,2 mm
- ✓ 4 sprays mixtes asymétriques
- ✓ Valve antiretour

#### CA 1:5 L



CA 1:5 L STANDARD  
REF 1600386-001

CA 1:5 L MICRO-SERIES  
REF 1600690-001

- ✓ Faible niveau sonore : 58 dBA
- ✓ 3 sprays air/eau séparés
- ✓ Technologie de verre optique multibrins
- ✓ Accu-Spray avec éclairage Dualook™
- ✓ Mécanisme de serrage de la fraise Accu-Chuck™
- ✓ CoolTouch™

#### CA 1:1 L



CA 1:1 L STANDARD  
REF 1600384-001

CA 1:1 L MICRO-SERIES  
REF 1600691-001

- ✓ Faible niveau sonore: 57 dBA
- ✓ 3 sprays air/eau séparés
- ✓ Technologie de verre optique multibrins
- ✓ Accu-Spray avec éclairage Dualook™
- ✓ Mécanisme de serrage de la fraise Accu-Chuck™

### ADVANCED LINE

### « OFFRE PREMIUM »

À PARTIR DE **32 €** / MOIS

NOUVEAUTÉ

#### TORNADO



TORNADO LK  
REF 1600907-001

KAVO

TORNADO<sup>°</sup> LK  
REF 1600932-001

BIEN-AIR

TORNADO LED  
REF 1600908-001

BIEN-AIR

TORNADO<sup>°</sup> LED  
REF 1600933-001

BIEN-AIR

- ✓ Protective Shield (traitement PVD)
- ✓ Plus puissante - 30 watts
- ✓ Plus silencieuse - 55 dBA
- ✓ 4 sprays mixtes asymétriques

NOUVEAUTÉ

#### CA NOVA 1:5 L



CA NOVA 1:5 L  
REF 1601139-001

CA NOVA 1:5 L MICRO-SERIES  
REF 1601138-001

- ✓ Petite tête conique: Ø 6,2 mm H 13,7 mm
- ✓ Acier inoxydable
- ✓ Tête antichoc
- ✓ Bouton-poussoir avec technologie antichauffe CoolTouch+
- ✓ Valve antiretour

NOUVEAUTÉ

#### CA NOVA 1:1 L



CA NOVA 1:1 L  
REF 1601137-001

CA NOVA 1:1 L MICRO-SERIES  
REF 1601136-001

- ✓ Petite tête conique: Ø 6,4 mm H 13 mm
- ✓ Acier inoxydable
- ✓ Tête antichoc
- ✓ Valve antiretour

S W I S S  M A D E