

# DEVENEZ UN CABINET CERTIFIÉ **GBT**



REJOIGNEZ LE  
MOUVEMENT **GBT** !

[ems-dental.com/fr/gbt-certified](https://ems-dental.com/fr/gbt-certified)



**GBT**

**ADF**  
STAND 2M31

**EMS**   
MAKE ME SMILE.

Flyer valable du 13 octobre au 31 décembre 2023 - Prix donnés à titre indicatif sous réserve d'erreurs typographiques

Tarif en € TTC - Dispositif Médical (DM) de classe IIa - Marquage CE 0124 - Organisme certificateur : DEKRA Certification GmbH - Fabricant EMS SA - DM pour soins dentaires, réservé au professionnel de santé. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.

# AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

UNE SOLUTION EFFICACE POUR LA PRÉVENTION DES CARIES,  
LA MAINTENANCE PARODONTALE, IMPLANTAIRE ET ORTHODONTIQUE.



KIT INTRODUCTION AIRFLOW® MAX (FS-475)  
1 pièce à main AIRFLOW® MAX  
1 bouteille de 400g de poudre AIRFLOW® PLUS

À PARTIR DE  
**208€TTC / MOIS**

exemple de leasing sur 5 ans

**AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER**

**+ 1 KIT INTRODUCTION AIRFLOW® MAX**

**= 10 679€TTC** 11 518€

Réf.: FT-229 | AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER - FS-475 | kit introduction AIRFLOW® MAX



## INSTRUMENT PIEZON® PI MAX

POUR UNE ÉLIMINATION DOUCE ET EFFICACE DU TARTRE AUTOUR  
DES IMPLANTS, DES RESTAURATIONS ET DES APPAREILS ORTHODONTIQUES

Le nouvel instrument PIEZON® PI MAX est la dernière innovation du centre de recherche de EMS Nyon, en Suisse. Développé pour un confort optimal pendant le traitement Guided Biofilm Therapy, son embout en PEEK offre 50% de flexibilité et d'accessibilité de plus que la génération précédente.

Réf.: FS-295#C | kit introduction PI MAX | 354€TTC

Comprenant : 1 instrument PIEZON® PI MAX avec son combitorque & 4 embouts PI MAX & 1 outil PI MAX



## INCLUS :



### AIRFLOW® MAX APPLICATION

1 pièce à main AIRFLOW® MAX  
1 dispositif EasyClean  
1 filtre à eau et 1 filtre à air  
1 kit de maintenance



### PERIOFLOW® APPLICATION

1 pièce à main PERIOFLOW®  
20 busettes PERIOFLOW® de 3<sup>e</sup> génération  
avec un design 25% plus fin pour un  
confort accru du patient



### PIEZON® APPLICATION

1 pièce à main PIEZON® LED  
3 instruments PIEZON® PS  
4 guides lumière  
4 joints connecteur cordon PIEZON®



### GBT TRAINING KIT

1 AIRFLOW® Training tool  
1 PERIOFLOW® Training tool  
2 PIEZON® Training tools  
1 PIEZON® Instrument Check tool



1 réservoir PIEZON®



4 canules d'aspiration  
GBT FLOWCONTROL®



1 pédale sans fil  
avec mode « Boost »



1 réservoir NIGHT CLEANER  
+ recharge de 800 ml  
1 accessoire Clip+Clean



Chambres à poudre  
PLUS et CLASSIC



1 Biofilm Discloser



1 Instrument  
PIEZON® PI MAX



### POUDRES AIRFLOW®

- ▶ 3 bouteilles de poudre AIRFLOW® PLUS  
1<sup>e</sup> poudre capable d'éliminer le biofilm, les colorations légères,  
le tartre récent en supra et sous-gingival sur dents naturelles et implants.
- ▶ 1 flacon de poudre AIRFLOW® CLASSIC pour les colorations importantes.

**CES 4 FLACONS PERMETTENT LE TRAITEMENT D'ENVIRON 125 PATIENTS**

# LA STATION DE PROPHYLAXIE **GBT**



Grâce à un système indépendant d'acheminement de l'eau directement intégré dans le cart, cette station de prophylaxie vous permet d'intégrer la solution désinfectante de votre choix lors de vos traitements AIRFLOW® et PIEZON®.

- ▶ 2 réservoirs d'irrigant pour les traitements AIRFLOW® et PIEZON®.
- ▶ Compatible avec les solutions désinfectantes à base de :  
Hypochlorite de sodium, Peroxyde d'hydrogène, Chlorhexidine, Povidone iodé.
- ▶ Propre en 1 clic : nettoyage et désinfection intégrale des 2 lignes d'eau.
- ▶ Régulation de la température de l'irrigant jusqu'à 40°C.



KIT INTRODUCTION  
AIRFLOW® MAX (FS-475) :  
1 pièce à main AIRFLOW® MAX +  
1 bouteille de 400g de poudre  
AIRFLOW® PLUS

1 INSTRUMENT PSR  
& 1 INSTRUMENT PSR  
(FS-461)

## AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

### & AIRFLOW® STATION+

+ 1 KIT INTRODUCTION AIRFLOW® MAX

+ 1 INSTRUMENT PSR

+ 1 INSTRUMENT PSL

= **12 286 €TTC** 13 472€

À PARTIR DE  
**239 €TTC / MOIS**

SOIT 3 TRAITEMENTS  
GBT / MOIS

exemple de leasing sur 5 ans

Réf.: FT-229 | AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER  
DW-048A | AIRFLOW® station+  
FS-475 | kit introduction AIRFLOW® MAX  
FS-461 | 1 instrument PIEZON® PSR & 1 instrument PIEZON® PSL

ABONNEZ-VOUS À NOTRE CHAÎNE

 **YouTube** EMS DENTAL FRANCE



Retrouvez tous nos tutos  
pour l'installation et la maintenance  
de votre AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER !



# AIRFLOW® HANDY 3.0 PLUS

## AÉROPOLISSEUR POUR TOUS LES TRAITEMENTS SOUS ET SUPRA-GINGIVAUX SUR DENTS NATURELLES ET IMPLANTS

- ▶ Bien équilibré et étonnamment léger pour une utilisation confortable
- ▶ Design fin pour un confort de travail accru et une vue optimale de la zone à traiter
- ▶ Pivotement des pièces à main à 360° facile, ergonomique et sans effort
- ▶ S'utilise avec la poudre AIRFLOW® Plus

Réf.: FT-221#adaptateur | AIRFLOW® Handy 3.0 Plus livré avec 1 EasyClean + 1 EasyFill et 1 flacon de poudre Plus de 120g

Adaptateurs disponibles : KaVo, W&H, Sirona, Bien-Air, NSK, Castellini, Midwest

DV-082/Z | 1 bouteille de 400g de poudre AIRFLOW® Plus - DT-476 | 1boîte de 40 embouts PERIOFLOW® - EL-542 | pièce à main PERIOFLOW®



**1 AIRFLOW® HANDY 3.0 PLUS**

**+ 1 PIÈCE À MAIN PERIOFLOW®**

**+ 1 BOUTEILLE DE POUDRE AIRFLOW® PLUS (400G)**

**+ 1 BOÎTE DE 40 Busettes PERIOFLOW®**

**= 2 098€<sup>TTC</sup>** 2-584€

## GBT FLOWCONTROL®

**POUR UN MEILLEUR CONTRÔLE  
DES AÉROSOLS  
ET ÉCLABOUSSURES**

- ▶ Connexion standard de 16mm
- ▶ Stérilisable à 135°C
- ▶ Boîte de 4 canules - 54€<sup>TTC</sup>

Réf.: FV-112/A



## GBT VISIGATE


**POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ  
ET UN CONFORT ACCRU POUR LE PATIENT**

- ▶ Écarteur de lèvres et de joues disponible en 2 tailles :  
Small et Regular
- ▶ Souple et sans latex
- ▶ À usage unique
- ▶ Boîte de 60 écarteurs - 124,80€<sup>TTC</sup>

FV-123/S - 60 Small  
FV-123/R - 60 Regular  
FV123/SR - 30 Small & 30 Regular



# UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE



- ◆ Ile-de-France  
Gérard Uzan  
06 42 65 89 52
- ◆ Nord-Est & Luxembourg  
Julien Barrois  
06 88 82 79 10
- ◆ Auvergne & Rhône-Alpes  
Nicolas Wicklacz  
06 88 82 79 22
- ◆ Sud  
Steve Jager  
07 87 69 13 45
- ◆ Sud Ouest  
Baptiste Roussel  
06 42 62 59 27
- ◆ Nord-Ouest  
Philippe Le Retif  
07 72 24 75 18
- DROM-COM**  
Philippe Lucas  
+34 616 010 400  
Nicolas Wicklacz  
06 88 82 79 22
- Relations Universitaires**  
Dominique Jubien  
06 07 21 25 31



## NOS FORMATIONS GBT

Vous souhaitez développer et rentabiliser vos actes prophylactiques tout en proposant à vos patients des traitements modernes, non invasifs et confortables ?  
Scannez ce QR code pour plus d'informations.

