

OFFRES 2025

S W I S S  M A D E



NEW
CA PRIMA

MORE THAN A SIMPLE CONTRA-ANGLE

* PLUS QU'UN SIMPLE CONTRE-ANGLE

ILP : L'ALLIANCE ENTRE UNE SCIENCE CONTEMPORAINE ET UN HÉRITAGE CLINIQUE.

Par le passé, la technique de mise en charge immédiate était considérée comme nuisible à la réussite des procédures implantaires, voire porteuse de risques.

Cependant, aujourd'hui, les perceptions ont radicalement évolué. Mais comment sommes-nous arrivés à un tel revirement ?

Ce changement de perception repose sur le travail collectif de milliers de cliniciens et chercheurs qui, au cours des dernières décennies, ont démontré que la mise en charge immédiate est sans danger et hautement bénéfique à la fois pour les patients et les dentistes. Elle permet en effet de réduire la durée du traitement et d'obtenir de meilleurs résultats.

Au cœur de cette transformation se trouve **ILP** (*Immediate Loading Probability*), une nouvelle génération de prédictors de la stabilité primaire des implants basée sur l'intelligence artificielle. Cet outil est le résultat de décennies de savoir-faire mais alimenté par les dernières technologies d'intelligence artificielle. Il représente le parfait mélange entre une

expertise reconnue et l'utilisation d'outils contemporains, où l'intelligence artificielle sert un objectif, stimule le progrès et conduit à des avancées significatives dans l'industrie.

Une affirmation confirmée par le Dr Degidi, le consultant clinique à l'origine d'*Immediate Loading Probability*: «*Nous croyons fermement qu'ILP pourrait être un outil extrêmement efficace pour soutenir les cliniciens dans la prise de décision complexe d'une probabilité de mise en charge immédiate et, par conséquent, qu'il pourrait être une aide pertinente pour offrir des soins plus sécurisés au patient*».

Et chez Bien-Air, nous croyons fermement au développement de technologies et de solutions qui répondent réellement aux limites et aux contraintes de la dentisterie d'aujourd'hui. **ILP** est un exemple de cette conviction, une solution qui simplifie le travail des praticiens, en leur apportant davantage de confort et une confiance renforcée.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR ILP, CONSULTEZ LES PAGES 22-25



DR MARCO DEGIDI

DR GIUSEPPE DAPRILE



BENOIT GUILLEMIN

RESPONSABLE DES VENTES

06 69 21 13 99

benoit.guillemain@bienair.com



NATHALIE BRION

RESPONSABLE RÉGIONALE SUD

06 68 47 29 40

nathalie.brion@bienair.com



STÉPHANE PELLOIN

RESPONSABLE RÉGIONAL OUEST - IDF

06 98 44 53 05

stephane.pelloin@bienair.com



LUDOVIC PERNET

RESPONSABLE RÉGIONAL NORD - IDF - EST

07 63 86 83 45

ludovic.pernet@bienair.com



WHATSAPP SERVICE CLIENTS

+33 6 72 49 48 49

Un contact direct et privilégié, disponible rapidement pour répondre à toutes vos questions.

RETROUVEZ-NOUS SUR



Bien-Air Europe bienaireurope Bien-Air Dental Bien-Air Dental

NOUVEAUTÉS



CA PRIMA

VOIR LES PAGES

6-7



PÉDALE
SANS FIL

VOIR LA PAGE

15

NEW



CA 1:2.5

VOIR LES PAGES

16-17

iCHIROPRO

VOIR LES PAGES

22-25



CA 20:1

VOIR LA PAGE

15



NEW CA PRIMA



MORE THAN A SIMPLE CONTRA-ANGLE*

* PLUS QU'UN SIMPLE CONTRE-ANGLE

VOIR LES DÉTAILS
DU PRODUIT



SWISS  MADE

CONÇU POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Bien Air
Dental

Le CA PRIMA n'est pas seulement une évolution d'un modèle précédent. Il s'agit d'un contre-angle 1:1 entièrement repensé.

Nous avons conservé notre fiabilité légendaire et l'avons associée à notre qualité suisse et notre savoir-faire de renom. Ceci, combiné à un ensemble de caractéristiques innovantes a donné naissance à un contre-angle totalement réinventé.

Il en résulte un produit conçu pour simplifier votre travail et vous offrir une tranquillité d'esprit absolue. Si son architecture peut sembler impressionnante à l'intérieur, l'extérieur est tout simplement un contre-angle d'une fiabilité et d'une durabilité inégalées, qui vous permet de travailler en toute sérénité tout en améliorant le confort de vos patients.



UN CHAMP DE VISION OPTIMISÉ

Tête du contre-angle
retravaillée en forme
conique pour une meilleure
visibilité.



UNE FIABILITÉ GARANTIE

Réduction des vibrations grâce
au système breveté *Accu-chuck
advanced* qui assure une plus
longue durée de vie à l'instru-
ment et un meilleur confort
pour le patient.



CRÉÉ POUR DURER

Réalisé en acier inoxydable
pour une plus grande
résistance aux chocs
mécaniques offrant ainsi
une plus longue durée de vie.



UNE MEILLEURE VISIBILITÉ ET PLUS DE PRÉCISION

Nouveau système breveté
Accu-spray micro mixte créant
un nuage de pulvérisation
plus fin améliorant la visibilité
et la précision de travail.

499 €

CA PRIMA 1:1 L

CA PRIMA 1:1 L MICRO-SERIES
REF 1601237-001
CA PRIMA 1:1 L STANDARD
REF 1601236-001
GARANTIE 24 MOIS

449 €

CA PRIMA 1:1

CA PRIMA 1:1
REF 1601235-001
GARANTIE 24 MOIS



599 €

CA PRIMA 1:1
EXT. SPRAY

CA PRIMA 1:1 EXTERNAL SPRAY REF 1601267-001
GARANTIE 24 MOIS



CONTRE-ANGLES

1 259 €

NOVA 1:5 L

CA NOVA 1:5 L REF 1601139-001
CA NOVA 1:5 L MICRO-SERIES REF 1601138-001

GARANTIE 36 MOIS

- Petite tête conique
Ø 6.3 mm 13.7 mm
- Acier inoxydable
- Tête antichoc
- Bouton poussoir avec technologie antichoc *CoolTouch+*
- Valve anti-retour

DUOPACK NOVA 1:5 L

2 398 € ~~2 518 €~~

SOIT 1 199 € L'INSTRUMENT

949 €

NOVA 1:1 L

CA NOVA 1:1 L REF 1601137-001
CA NOVA 1:1 L MICRO-SERIES REF 1601136-001

GARANTIE 36 MOIS

- Petite tête conique
Ø 6.3 mm 12.9 mm
- Acier inoxydable
- Tête antichoc
- Valve anti-retour

DUOPACK NOVA 1:1 L

1 778 € ~~1 898 €~~

SOIT 889 € L'INSTRUMENT

899 €

CA 1:5 L

CA 1:5 L STANDARD REF 1600386-001
CA 1:5 L MICRO-SERIES REF 1600690-001

GARANTIE 24 MOIS

- Technologie de verre optique multi-brins
- *CoolTouch™*

DUOPACK CA 1:5 L

1 598 € ~~1 798 €~~

SOIT 799 € L'INSTRUMENT

1 069 €

CA 10:1 L

CA 10:1 L REF 1600385-001

GARANTIE 24 MOIS

- Technologie de verre optique multi-brins

PROPHY | ENDO

649 €

PROPHY 15:1

CAP 15:1 REF 1600290-001

GARANTIE 24 MOIS

- Cupule amovible
- Sans spray
- Sans éclairage

589 €

PM 1:1

PM 1:1 STANDARD REF 1600383-001
PM 1:1 MICRO-SERIES REF 1600693-001

GARANTIE 24 MOIS

- Spray interne
- Compatible avec les micromoteurs à nez court
- Sans éclairage

949 €

MICROMOTEUR MC2

MC2 LED REF 1600681-001
MC2 ISOLITE 300 REF 1600078-001

GARANTIE 18 MOIS

- Compatible avec instruments Micro-Series
- Gold Connect pour une conductivité et une résistance à l'oxydation supérieures
- Eclairage LED

459 €

PROPHY 10:1

AVEC 2 EMBOUTS JETABLES

PM 10:1 REF 1600289-001

GARANTIE 24 MOIS

- Pour têtes jetables
- Sans spray
- Sans éclairage

799 €

ENDO 4:1

CA ENDO 4:1 REF 1600955-001

GARANTIE 12 MOIS

- Compatible avec systèmes Waveone et Recipro
- Micro tête
- Sans éclairage

869 €

MICROMOTEUR MC3

MC3 LED REF 1600680-001
MC3 LK REF 1600077-001

GARANTIE 18 MOIS

- Compatible avec instruments Micro-Series
- Gold Connect pour une conductivité et une résistance à l'oxydation supérieures
- Eclairage LED

TURBINES



1 199 €

TORNADO

TORNADO LED POUR RACCORD UNIFIX
REF 1600908-001
TORNADO LK POUR RACCORD LK LED
REF 1600907-001

NOUVEAU : 36 MOIS DE GARANTIE

- Protective Shield (Traitement PVD)
- Plus puissante - 30 W
- Plus silencieuse - 55 dBa
- 4 sprays air/eau mixtes asymétriques
- Eclairage LED

DUOPACK TORNADO

2278 € ~~2398 €~~

SOIT 1139 € L'INSTRUMENT



1 199 €

TORNADO^S

TORNADO^S LED POUR RACCORD UNIFIX
REF 1600933-001
TORNADO^S LK POUR RACCORD LK LED
REF 1600932-001

NOUVEAU : 36 MOIS DE GARANTIE

- Protective Shield (Traitement PVD)
- Plus puissante - 24 W
- Plus silencieuse - 58 dBa
- 4 sprays air/eau mixtes asymétriques
- Eclairage LED

ACCÈS EN BOUCHE

Besoin d'encre plus de confort ?
La Tornado^S avec sa tête réduite augmente votre champ de vision et facilite l'accès à l'arrière de la cavité buccale. La Tornado^S convient particulièrement aux opérations les plus complexes.



799 €

BORA 2 LED

BORA 2 LED POUR RACCORD UNIFIX
REF 1601152-001

GARANTIE 24 MOIS

- 20 W
- 59 dBa
- 4 sprays air/eau mixtes asymétriques
- Eclairage LED

DUOPACK BORA 2

1 398 € ~~1598 €~~

SOIT 699 € L'INSTRUMENT



799 €

BORA 2 LK

BORA 2 LK POUR RACCORD LK LED
REF 1601153-001

GARANTIE 24 MOIS

- 20 W
- 59 dBa
- 4 sprays air/eau mixtes asymétriques
- Eclairage LED

RACCORDS



355 €

RACCORD UNIFIX

AVEC RÉGLAGE DE SPRAY

REF 1600086-001

GARANTIE 12 MOIS

- Compatible avec les instruments Bien-Air
- Pour les instruments avec lumière
- Avec réglage de spray
- Gold Connect pour une conductivité et une résistance à l'oxydation supérieures
- 4 voies



245 €

RACCORD UNIFIX

SANS RÉGLAGE DE SPRAY

REF 1600363-001

GARANTIE 12 MOIS

- Compatible avec les instruments Bien-Air
- Pour les instruments avec lumière
- Sans réglage de spray
- Gold Connect pour une conductivité et une résistance à l'oxydation supérieures
- 4 voies



355 €

RACCORD LK LED

AVEC RÉGLAGE DE SPRAY

REF 1600866-001

GARANTIE 12 MOIS

- Compatible avec les instruments KAVO
- Avec lumière LED
- Avec réglage de spray
- Gold Connect pour une conductivité et une résistance à l'oxydation supérieures
- 4 voies



285 €

RACCORD LK LED

SANS RÉGLAGE DE SPRAY

REF 1600902-001

GARANTIE 12 MOIS

- Compatible avec les instruments KAVO
- Avec lumière LED
- Sans réglage de spray
- Gold Connect pour une conductivité et une résistance à l'oxydation supérieures
- 4 voies



STAND 2L15
DU 25 AU 29 NOV. 2025
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS

OFFRES SPÉCIALES

Profitez de nos offres exclusives sur nos deux packs CLASSIC et PREMIUM, valides tout au long du 2^e semestre, et profitez de l'ADF pour venir tester nos produits et les acquérir à un prix préférentiel !

CRÉEZ VOTRE PACK D'INSTRUMENTS ET PROFITEZ DE RÉDUCTIONS EXCEPTIONNELLES !

Vous bénéficiez de prix dégressifs en fonction du nombre total d'instruments achetés.
Cette offre s'applique quelle que soit la combinaison choisie. (Panachable)



PACK CLASSIC

	BORA 2	CA 1:5 L	CA PRIMA 1:1 L
1 instrument	799 €	899 €	499 €
2 à 5 instruments	699 €	799 €	479 €
6 instruments et plus	599 €	749 €	449 €



PACK PREMIUM

	TORNADO	CA NOVA 1:5 L	CA NOVA 1:1 L
1 instrument	1199 €	1259 €	949 €
2 à 5 instruments	1139 €	1199 €	889 €
6 instruments et plus	1099 €	1159 €	849 €

LABORATOIRE



1599 € STATION STS-TRIMMER + TDS 890

STATION STS-TRIMMER REF 1700296-001
GARANTIE 12 MOIS

- Réservoir de 1,4 l
- Autonomie importante
- Spray mélange air/eau



689 € STATION S001 + TD 783

STATION S001 REF 1700126-001
GARANTIE 12 MOIS

- Station de table
- 300'000 RPM
- Fiabilité à toute épreuve



489 € TURBINE TD 783

TD 783 REF 1600161-001
GARANTIE 12 MOIS

- Pour station sans spray
- 300'000 RPM
- Idéal pour les travaux fins et précis



649 € STATION SF 811 + TD 783

STATION SF 811 REF 1700083-001
GARANTIE 12 MOIS

- Station à fixer
- 300'000 RPM
- Accessibilité



919 € TURBINE TDS 890

TDS 890 REF 1600163-001
GARANTIE 12 MOIS

- Pour station avec spray
- 300'000 RPM
- Raccord 4 voies

ACCESSOIRES



99€

LIGNES D'IRRIGATION

BOÎTE DE 10 LIGNES

LIGNES D'IRRIGATION REF 1500984-010



79€

BOUTON DE COMMANDE STÉRILISABLE

POUR CHIROPRO ET CHIROPRO PLUS

BOUTON REF 1307031-001



79€

PROTECTIONS STÉRILES

POUR CHIROPRO REF 1501746-010

POUR CHIROPRO REF 1502329-010

REPAIR SERVICE

Un service de réparation simple, rapide et efficace, avec une maîtrise optimale des coûts.



Prix de réparation
forfaitaires pour une totale
transparence



Qualité assurée
grâce aux pièces
de réparation d'origine



Enlèvement
et retour gratuits



Garantie prolongée jusqu'à 1 an
après réparation



Faites votre demande de réparation ici

WWW.REPAIRSERVICE.BIENAIR.COM

IMPLANTOLOGIE CHIRURGIE ORALE

NOUVELLE TÊTE CONIQUE !



1 299€

CA 20:1 L

CA 20:1 L REF 1600598-001

CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001

1 279€

CA 20:1 REF 1600632-001

GARANTIE 24 MOIS

- Ligne d'irrigation interne brevetée pour une utilisation facilitée et une meilleure visibilité
- Nouvelle tête conique pour un angle de vision plus large
- Meilleure résistance à la corrosion grâce à l'utilisation d'acier inoxydable
- Intensité lumineuse renforcée grâce à des conducteurs en verre optique multibrins
- Equilibre parfait lorsqu'il est connecté au micromoteur MX-i



589€

PM 1:1

IRRIGATION EXTERNE

PM 1:1 REF 1600052-001

GARANTIE 24 MOIS

- Spray externe
- Compatible avec les micromoteurs à nez court
- Sans lumière

659€

PÉDALE SANS FIL

PÉDALE SANS FIL + DONGLE REF 1601192-001

GARANTIE 24 MOIS



NOUVEAU PRODUIT !

Pour améliorer votre confort et vous offrir une meilleure expérience d'utilisation, nous vous présentons la pédale de commande désormais sans fil.

UNE LIBERTÉ SANS LIMITES

La pédale est désormais sans fil, ce qui vous garantit une flexibilité totale quant à l'endroit où la placer et élimine la dépendance aux câbles.

UNE COMPATIBILITÉ TOTALE

Tous les modèles CHIROPRO existants peuvent être facilement convertis à l'option sans fil grâce à une solution plug-and-play.

UNE EFFICACITÉ RENFORCÉE

Contrôlez votre système iCHIROPRO d'une simple pression du pied, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos patients tout en réduisant considérablement le risque de contamination croisée.

CONTRE-ANGLE
1:2.5

SWISS  MADE

ULTIMATE RELIABILITY*

LATCH TYPE
HIGH SPEED SYSTEM



SEULEMENT

1299€

AVEC KIT DE LANCEMENT
GRATUIT DE 4 FRAISES

NOUVELLE TÊTE CONIQUE!

NEW

micro
series

UNE INNOVATION BIEN-AIR

L'ÉTABLISSEMENT D'UN NOUVEAU STANDARD

Découvrez un nouveau monde lorsque vous associez votre contre-angle à grande vitesse avec des fraises de type latch. Le résultat est un instrument dont la durabilité est multipliée par deux, démontrant une versatilité et une fiabilité inégalées dans tous les scénarios testés.

**1/ ROBUSTESSE AMÉLIORÉE GRÂCE À LA CONCEPTION
UNIQUE DES FRAISES DE TYPE LATCH**

**2/ STABILITÉ RENFORCÉE ET VIBRATIONS RÉDUITES
GRÂCE À LA LONGUEUR DES FRAISES**

**3/ VITESSE DE COUPE SUPÉRIEURE ET OPTIMISÉE
POUR UNE EFFICACITÉ EXCEPTIONNELLE**

* Fiabilité ultime

SWISS  MADE

Bien Air
Dental

**APICECTOMIE
HÉMISECTION
ÉLONGATION CORONAIRE
EXTRACTION DE DENTS DE SAGESSE**

Pour vous offrir des contre-angles de haute technologie aux performances inégalées, la nouvelle version du CA 1:2.5 est désormais compatible avec des fraises chirurgicales extra-longues de 34 mm de type latch! Faisant de cet instrument la nouvelle référence en matière de chirurgie et de parodontologie.

LOT DE 5 FRAISES

109€



NEW Type Zekrya

SET DE 5 x RA FRAISES ZEKRYA L 28 mm
REF 1101384-005
SET DE 5 x RA FRAISES ZEKRYA XL 34 mm
REF 1101385-005

LOT DE 5 FRAISES

129€



NEW Type Lindemann

SET DE 5 x RA FRAISES LINDEMANN L 28 mm
REF 1101386-005
SET DE 5 x RA FRAISES LINDEMANN XL 34 mm
REF 1101387-005

**COMMANDEZ EN LIGNE SUR
WWW.BIENAIR.COM/ONLINESHOP**



CA 1:2.5 L + KIT DE LANCEMENT 4 FRAISES REF. 1601163-001
CA 1:2.5 L MS + KIT DE LANCEMENT 4 FRAISES REF. 1601164-001

IMPLANTOLOGIE | CHIRURGIE ORALE

WHEN SIMPLICITY MEETS POWER*

IMPLANTOLOGY
motor system

CHIROPRO

À première vue, la console CHIROPRO semble être une machine compacte, simple et robuste. Pourtant, vous ne vous attendez pas à ce qu'elle soit aussi puissante qu'elle l'est lorsque vous l'utilisez pour la première fois.

Associée au micromoteur MX-i, le CHIROPRO permet d'atteindre des performances inégalées. Sa conception intuitive, associée à la technologie Bien-Air, garantit une puissance sans compromis d'une simplicité inégalée, ce qui en fait un choix idéal pour les implantologues.



+ 20 LIGNES D'IRRIGATION POUR 1 € DE PLUS!

3 659 €

CHIROPRO
AVEC PÉDALE AVEC FIL

CHIROPRO 3RD GEN - PÉDALE AVEC FIL REF 1700708-001
GARANTIE 24 MOIS



- 1x console CHIROPRO
- 1x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie
- 1x câble MX-i LED
- 1x pédale avec fil
- 1x support pièce à main
- 5x lignes d'irrigation
- 1x trio pack de maintenance

4 349 €

CHIROPRO
AVEC PÉDALE SANS FIL
+ 1 CONTRE-ANGLE 20:1 L

SET CHIROPRO 3RD GEN - PÉDALE SANS FIL + DONGLE REF 1700890-001
GARANTIE 24 MOIS



- 1x console CHIROPRO
- 1x contre-angle CA 20:1 L Micro-Series
- 1x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie
- 1x câble MX-i LED
- 1x pédale sans fil
- 1x support pièce à main
- 5x lignes d'irrigation
- 1x trio pack de maintenance

5 189 € ~~5 648 €~~

CHIROPRO
AVEC PÉDALE SANS FIL
+ 2 CONTRE-ANGLES 20:1 L

SET CHIROPRO 3RD GEN - PÉDALE SANS FIL + DONGLE REF 1700890-001
+ CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001
GARANTIE 24 MOIS



- 1x console CHIROPRO
- 2x contre-angles CA 20:1 L Micro-Series
- 1x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie
- 1x câble MX-i LED
- 1x pédale sans fil
- 1x support pièce à main
- 5x lignes d'irrigation
- 1x trio pack de maintenance

1 629 €

SET MX-i LED
+ CÂBLE
POUR CHIROPRO

SET MX-i LED REF 1700744-001



CORDON À -50%

* QUAND SIMPLICITÉ RIME AVEC PUISSANCE

IMPLANTOLOGIE | CHIRURGIE ORALE

IMPLANTOLOGY
motor system

ORAL SURGERY
motor system

WHEN SIMPLICITY MEETS POWER*

CHIROPRO PLUS

Si la simplicité caractérise le système d'implantologie CHIROPRO, le CHIROPRO PLUS se distingue davantage en étant l'un des systèmes les plus puissants et les plus versatiles du marché.

Associé au micromoteur auto-ventilé MX-i, le CHIROPRO PLUS permet d'atteindre des performances inégalées.

Mais cela ne se limite pas à ces avantages. Compatible avec une plus large gamme d'instruments, il multiplie considérablement le nombre d'applications dentaires possibles : de l'élévation du sinus, à l'augmentation osseuse et ostéotomie et de l'extraction dentaire à l'hémisection des racines et aux résections apicales, vous n'avez besoin que d'un seul appareil pour réaliser tout cela.



+ 50 LIGNES D'IRRIGATION POUR 1 € DE PLUS!

4 269 €

**CHIROPRO PLUS
AVEC PÉDALE AVEC FIL**

SET CHIROPRO PLUS 3^{ème} GEN - PÉDALE AVEC FIL REF 1700710-001
GARANTIE 24 MOIS

4 959 €

**CHIROPRO PLUS
AVEC PÉDALE SANS FIL
+ 1 CONTRE-ANGLE 20:1 L**

SET CHIROPRO PLUS 3^{ème} GEN - PÉDALE SANS FIL+ DONGLE REF 1700891-001
GARANTIE 24 MOIS

5 799 € ~~6 258 €~~

**CHIROPRO PLUS
AVEC PÉDALE SANS FIL
+ 2 CONTRE-ANGLES 20:1 L**

SET CHIROPRO PLUS 3^{ème} GEN - PÉDALE SANS FIL+ DONGLE REF 1700891-001
+ CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001
GARANTIE 24 MOIS

1 639 €

**SET MX-i PLUS
+ CÂBLE
POUR iCHIROPRO
ET CHIROPRO PLUS**

SETMX-i-PLUS REF 1700758-001

CORDON À -50%

- 1x console CHIROPRO PLUS
- 1x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie
- 1x câble MX-i LED
- 1x pédale avec fil
- 1x support pièce à main
- 5x lignes d'irrigation
- 1x trio pack de maintenance

- 1x console CHIROPRO PLUS
- 1x contre-angle CA 20:1 L Micro-Series
- 1x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie
- 1x câble MX-i LED
- 1x pédale sans fil
- 1x support pièce à main
- 5x lignes d'irrigation
- 1x trio pack de maintenance

- 1x console CHIROPRO PLUS
- 2x contre-angles CA 20:1 L Micro-Series
- 1x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie
- 1x câble MX-i LED
- 1x pédale sans fil
- 1x support pièce à main
- 5x lignes d'irrigation
- 1x trio pack de maintenance

* QUAND SIMPLICITÉ RIME AVEC PUISSANCE

iCHIROPRO YOUR ULTIMATE IMPLANTOLOGY SYSTEM*


*VOTRE SYSTÈME D'IMPLANTOLOGIE PAR EXCELLENCE

L'iCHIROPRO est tout simplement le système d'implantologie le plus avancé du marché. Conçu pour vous assister grâce à sa large gamme de fonctions intelligentes et digitales, il vous conduira à des performances inégalées.

Que vous soyez adepte de la mise en charge immédiate, de la chirurgie guidée ou que vous souhaitiez une traçabilité numérisée de vos opérations, l'iCHIROPRO vous permettra d'aller encore plus loin.

Une expérience numérique complète

Bénéficiez d'une expérience digitale complète lors de la prise en charge du patient : de la planification minutieuse en 3D au déploiement précis le jour de l'opération.



Une traçabilité numérisée

Consultez facilement toutes les données relatives à vos opérations et à vos patients, grâce à la documentation numérique automatique et à l'exportation directe vers le dossier électronique du patient en un seul clic.



Vaste bibliothèque d'implants

Vous disposez d'une bibliothèque de protocoles préprogrammés que vous pouvez suivre pas à pas ou personnaliser en fonction de vos besoins.



Mises à jour automatiques

Bénéficiez de mises à jour gratuites et régulières de votre bibliothèque d'implants et des versions iOS afin d'être toujours à jour.



**+ 50 LIGNES D'IRRIGATION
POUR 1 € DE PLUS!**

5 209 €

SET iCHIROPRO

+ PÉDALE AVEC FIL

REF 1700439-001

GARANTIE 24 MOIS

5 899 €

SET iCHIROPRO

**PÉDALE SANS FIL
+ CA 20:1 L MICRO-SERIES**

REF 1700892-001

GARANTIE 24 MOIS

6 739 € ~~7 198 €~~

SET iCHIROPRO

**PÉDALE SANS FIL
+ 2x CA 20:1 L MICRO-SERIES**

REF 1700892-001 + REF 1600692-001

GARANTIE 24 MOIS

VOIR LES DÉTAILS
DU PRODUIT



iPad non inclus



NEW



ILP

IMMEDIATE LOADING PROBABILITY

POWERED BY AI

ACCÉDEZ AU POUVOIR DE L'IMMÉDIATÉTÉ.

Directement intégré au moteur d'implantologie iCHIROPPO, nous vous présentons ILP.

ILP, un nouvel outil piloté par l'IA, aide le chirurgien à prendre des décisions peropératoires en fournissant une évaluation en temps réel de la stabilité primaire de l'implant afin d'appuyer la décision de procéder ou non à la mise en charge immédiate de l'implant.

Cet algorithme reposant sur le concept de *Machine Learning* a été développé en collaboration avec le Dr Degidi et est basé sur le concept cliniquement établi de *Variable Torque Work (VTW)* publié en 2011¹.

Un impact concret sur votre travail


Un système complet

Vous avez déjà tout : aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire pour mesurer la stabilité primaire de l'implant; tout est directement inclus avec l'ICHIROPPO.



Une prise de décision simplifiée

Interprétez facilement les résultats obtenus grâce à un système de visualisation intuitif.



Un gain de temps

Bénéficiez d'un processus simple, intégré directement dans le flux de travail chirurgical, sans aucune étape supplémentaire nécessaire.



Une solution économique

Profitez d'une solution avantageuse où aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire pour obtenir la fonctionnalité d'évaluation de la stabilité primaire.



VOIR LES DÉTAILS
DU PRODUIT



¹M. Degidi et al., 2011 "Development of a New Implant Primary Stability Parameter: Insertion Torque Revisited", Wiley Periodicals, Inc. DOI 10.1111/j.1708-8208.2011.00392.

MISE À JOUR ILP : CETTE NOUVELLE FONCTION SERA INCLUSE DANS LA PROCHAINE MISE À JOUR DE L'APPLICATION iCHIROPPO V 2.7. ELLE SERA TOUT BIENTÔT DISPONIBLE ET COMPATIBLE AVEC VOTRE iCHIROPPO ACTUEL.

MAINTENANCE



2 949 €

LUBRICARE 2

+ DUOPACK DE MAINTENANCE

LUBRICARE 2 REF 1601156-001

GARANTIE 24 MOIS



RACCORDS LUBRICARE 2

POUR INSTRUMENTS BIEN-AIR REF 1600082-001

POUR INSTRUMENTS KAVO REF 1308699-001

POUR INSTRUMENTS W&H REF 1308701-001

POUR INSTRUMENTS DENTSPLY SIRONA REF 1308700-001

OFFRE SPÉCIALE LUBRICARE 2

**LORS DE L'ACHAT
D'UN LUBRICARE 2**

**1 RACCORD ACHETÉ,
1 RACCORD OFFERT !**

ENTRETIEN RAPIDE, EFFICIENT ET ÉCONOMIQUE

Le Lubricare 2 vous permet d'entretenir vos pièces à main rapidement et facilement. Et grâce à ses programmes prédéfinis, vos instruments peuvent être lubrifiés et nettoyés en un temps record, garantissant une facilité d'utilisation totale !



**DÉCOUVREZ DANS CETTE
VIDÉO COMMENT UTILISER
NOTRE LUBRICARE 2**



279 €

SPRAYNET®

PACK DE 6 BOUTEILLES

SPRAYNET REF 1600036-006

- Spray nettoyant 500 ml
- Pour instruments et appareillages



279 €

LUBRIFLUID®

PACK DE 6 BOUTEILLES

LUBRIFLUID REF 1600064-006

- Spray de lubrification 500 ml
- Pour turbines, pièces à main, contre-angles, micromoteurs MX, Basch et Aquilon



240 €

AQUACARE®

PACK DE 6 BOUTEILLES

AQUACARE REF 1600617-006

- Spray nettoyant chirurgical 500 ml
- Nettoyant pour les instruments utilisés avec du liquide physiologique

41 €

**CARTOUCHES
LUBRIMED**

LOT DE 6

CARTOUCHES LUBRIMED REF 1600037-006



45 €

LUBRIMED

**GRAISSE MÉDICALE
POUR TURBINES**

LUBRIMED REF 1000003-001



**CONSULTEZ LES
GUIDES D'ENTRETIEN
DE NOS INSTRUMENTS**

CONNAISSEZ-VOUS SAFEINVEST?


SAFEINVEST: VOTRE SOLUTION PREMIUM EN MATIÈRE DE MAINTENANCE.

Un abonnement conçu pour vous simplifier la vie: Nous vous soulageons de la logistique de vos pièces à main, afin que vous puissiez vous concentrer entièrement sur vos patients.


Découvrez une solution rentable conçue pour optimiser votre parc de pièces à main et accroître votre efficacité financière.



**GARANTIE
ET ASSURANCE**



**REEMPLACEMENT
DE PIÈCES À MAIN**



**SERVICE DE
RÉPARATION GRATUIT**



**COLLECTE ET LIVRAISON
GRATUITES**

POUR UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT TOTALE

VOUS POSSÉDEZ LES PIÈCES À MAIN,
NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE.



**CONTACTEZ-NOUS
POUR EN SAVOIR PLUS**

SWISS  MADE

