

AIR COMPRIMÉ

ASPIRATION

IMAGERIE

PROPHYLAXIE

STÉRILISATION

HYGIÈNE

OFFERES

2020

Valables du 01/01/2020 au 31/12/2020



**DÜRR
DENTAL**
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME

SOMMAIRE

- 03 SYSTÈME D'ASPIRATION HUMIDE
- 04 ASPIRATION CHIRURGICALE & RÉCUPÉRATEUR D'AMALGAME & SYSTÈME D'ASPIRATION À SEC
- 05 SUPPORT D'ASPIRATION & SYSTÈME D'ASPIRATION VSA
- 06 AIR COMPRIMÉ SILVER AIRLINE
- 07 POWER TOWER SILENCE
- 08 RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE 3D
- 09 RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE 3D + CEPHALOMETRIE
- 10 IMAGERIE DIGITALE & RADIOLOGIE INTRA-ORALE
- 11 STÉRILISATION
- 12 HYGIÈNE
- 16 VIDÉOS DE DÉMONSTRATION

SYSTÈME D'ASPIRATION HUMIDE



TYSCOR VS4

Aspiration humide pour 4 fauteuils
Réglage du débit automatiquement

Niveau sonore 61/64 dbA
Raccordable au réseau grâce au logiciel
TYSCOR PULSE
50 % d'économie d'énergie

Réf. 7188100100 - Dispositif médical de classe IIA CE0297
Livrée avec un Orocup - Réf. 0780-350-00

6 153 € Prix détail TTC



TYSCOR VS2

Aspiration humide 2 fauteuils
Réglage du débit automatiquement

Niveau sonore 55/50 dbA
Raccordable au réseau grâce au logiciel
TYSCOR PULSE
50 % d'économie d'énergie

Réf. 7186-01 - Dispositif médical de classe IIA CE0297
Livrée avec un Orocup - Réf. 0780-350-00

4 444 €... 4 290 € Prix détail TTC



TYSCOR VS1

Aspiration humide 1 fauteuil
Réglage du débit automatiquement

Niveau sonore 53/48 dbA
Raccordable au réseau grâce au logiciel
TYSCOR PULSE
50 % d'économie d'énergie

Réf. 7182100100 - Dispositif médical de classe IIA CE0297
Livrée avec un Orocup - Réf. 0780-350-00

2 991 € Prix détail TTC



VS 300S

Aspiration Humide 1 poste

300 l/mn - Niveau sonore: 63 dbA
Idéal pour l'utilisation en Orthodontie

Réf. 7122-02/002

Dispositif médical de classe IIA CE0297

Livrée avec un Orocup - Réf. 0780-350-00

2 114 € Prix détail TTC



VS 600

Aspiration humide 2 postes

600 l/mn
Niveau sonore: 63 dbA

Réf. 7128-01/002

Dispositif médical de classe IIA CE0297

3 909 € Prix détail TTC



VS 900S

Aspiration humide 3 postes

900 l/mn
Niveau sonore : 65 dbA

Réf. 7134-01/002

Dispositif médical de classe IIA CE0297

5 880 €... 5 449 € Prix détail TTC

ASPIRATION CHIRURGICALE & RÉCUPÉRATEUR D'AMALGAME



VC 45

Pack VC45 avec pédale

Réf. 0670-02/001 - Dispositif médical de classe IIA CE0297
+ Cart - Réf. 0670-150-00 **+ Bocal à sécrétion**
 Avec 22 poches jetables de 2 litres et
 23 tuyaux avec canules intégrées - Réf. 0670-987-00
 Dispositif médical de classe I **+ Accessoires**

6 743 €... **3 990 €** Prix détail TTC



CA2

Récupérateur d'amalgame

Avec réservoir d'équilibrage,
 à installer derrière une VS 300S,
 VS 600 et Tyscor VS 2.
 2 postes

Réf. 7117-95 - Dispositif médical de classe I

3 507 €... **2 990 €** Prix détail TTC



CA4

Récupérateur d'amalgame autonome connecté

Débit : 16 l/min
 Taux de récupération de 98,9 %

Réf. 7805-100-50

Dispositif médical de classe I

4 422 €... **3 990 €** Prix détail TTC



SUPPORT D'ASPIRATION

Support de tuyaux Comfort GFK gris

- G = module gros tuyau d'aspiration
- F = module filtre central
- K = module pompe à salive

Réf. 7603G01 - Dispositif médical de classe I **885 €**

Bras coulissant

Réf. 7600G150-00 **655 €**

1 540 € Prix détail TTC



TYSCOR VSA2


Aspiration humide centralisée avec récupérateur d'amalgame CA 2 et console

Pour 2 postes en 230 V

Raccordable au réseau grâce au logiciel Tyscor Pulse
 Niveau sonore 58 dbA

Réf. 7186500001 - Dispositif médical de classe IIA CE0297

8 513 €... **6 185 €** Prix détail TTC



PACK VS 300S + CA1

Aspiration humide et récupérateur d'amalgame - 1 poste

Machine moins exigeante en eau - Une meilleure sécurité de fonctionnement - Possibilité de séparer le récupérateur d'amalgame en cas de défaut

Réf. 7124100001 Dispositif médical de classe IIA CE0297
 Livrée avec un Orocup - Réf. 0780-350-00

4 652 €... **4 398 €** Prix détail TTC

SYSTÈME D'ASPIRATION À SEC



V 300S

Aspiration à sec 1 poste

300l/mn - Niveau sonore 63 dbA

Réf. 7119-01/002

Dispositif médical de classe IIA CE0297

1 570 € Prix détail TTC



V 600

Aspiration à sec 2 postes

600l/mn - Niveau sonore 63 dbA

Réf. 7127-01/002

Dispositif médical de classe IIA CE0297

3 070 € Prix détail TTC



V 900S

Aspiration à sec 3 postes

900l/mn - Niveau sonore 65 dbA

Réf. 7131-01/002

Dispositif médical de classe IIA CE0297

4 437 € Prix détail TTC



VSA 600S

Aspiration humide avec récupérateur d'amalgame 2 postes 230 V

Réf. 7128500001

Aspiration VS 600 Dispositif médical de classe IIA CE0297

Récupérateur d'amalgame CA2 Dispositif médical de classe I

Support pour montage au sol - (Réf. 7130-191-00)

6 433 €... **5 702 €** Prix détail TTC



VSA 900S

Aspiration humide avec récupérateur d'amalgame 3 postes 230 V

Réf. 7134500001

Aspiration VS 900S Dispositif médical de classe IIA CE0297

Récupérateur d'amalgame CA4 Dispositif médical de classe I

Console plug & play - (Réf. 7130-195-50)

8 246 €... **7 018 €** Prix détail TTC



VSA 1200S

Aspiration humide avec récupérateur d'amalgame 4 postes - 400 V 3~

Réf. 7138500001

Aspiration VS 1200S Dispositif médical de classe IIA CE0297

Récupérateur d'amalgame CA4 Dispositif médical de classe I

Console plug & play - (Réf. 7130-195-50)

8 392 €... **7 164 €** Prix détail TTC

AIR COMPRIMÉ SILVER AIRLINE



DUO Compresseur avec dessiccateur (2 postes)

2 cylindres avec dessiccateur
Débit à 5 bars : 115/130 l/mn
Capacité du réservoir: 20 L
Niveau sonore : 66/69 dbA - Tension: 230 V

Réf. 5252-01 - Dispositif médical de classe IIA CE0297

4 630 €... **4 185 €** Prix détail TTC



TRIO Compresseur avec dessiccateur (3 postes)

3 cylindres avec dessiccateur
Débit à 5 bars : 160 l/mn
Capacité du réservoir: 50 L
Niveau sonore : 69 dbA - Tension: 230 V

Réf. 5352-01 - Dispositif médical de classe IIA CE0297

7 329 €... **6 990 €** Prix détail TTC



DUO TANDEM Compresseur avec 2 dessiccateurs (4 postes)

4 cylindres avec dessiccateur
Débit à 5 bars : 230 l/mn
Capacité du réservoir: 50 L
Niveau sonore : 69/74 dbA - Tension: 230 V

Réf. 4252-01 - Dispositif médical de classe IIA CE0297

8 297 €... **8 090 €** Prix détail TTC




QUATRO TANDEM Compresseur avec 2 dessiccateurs (10 postes)

2 groupes de 4 cylindres avec dessiccateurs
Débit à 5 bars : 430 l/mn
Capacité du réservoir: 90 L
Niveau sonore : 74/77 dbA - Tension: 400 V (3~)

Réf. 4682-54 - Dispositif médical de classe IIA CE0297

14 384 €... **13 725 €** Prix détail TTC

POWER TOWER SILENCE



PTS 120/02 Version aspiration humide 230V (1~)

1 groupe compresseur T1
avec dessiccateur membranaire
1 aspiration VS300S

Possibilité d'extension CA1
(Réf. 0950-500-51)

1 poste

Niveau sonore 53 dbA

Réf. 0950-120/02

Dispositif médical de classe IIA CE0297

9 438 €... **8 966,10 €** Prix détail TTC



PTS 200/02 Version aspiration humide 400V (3~)

3 postes

2 groupes compresseurs DUO
avec dessiccateur membranaire
1 aspiration VS 900S

1 récupérateur d'amalgame CA4
Niveau sonore 53 dbA

Réf. 0949-200/02

Dispositif médical de classe IIA CE0297

23 623 €... **21 260,70 €** Prix détail TTC



PTS 200/22 Version aspiration humide 230V (1~)

2 postes

1 groupe compresseur DUO
avec dessiccateur membranaire
1 aspiration VS 600

Récupérateur d'amalgame CA4
Niveau sonore 50 dbA

Réf. 0949-200/22

Dispositif médical de classe IIA CE0297

20 161 €... **18 144,90 €** Prix détail TTC



PTS 200/42 Version aspiration humide 400V (3~)

4 postes - Compatible réseau
2 groupes compresseurs DUO
avec dessiccateur membranaire
1 aspiration VS 1200S

Récupérateur d'amalgame CA4
Niveau sonore 53 dbA

Réf. 0949-200/42

Dispositif médical de classe IIA CE0297

26 047 €... **23 442,30 €** Prix détail TTC

PTS 200/35

Idem PTS 200/42
mais sans CA4


Réf. A949200035

Dispositif médical de classe IIA CE0297

22 968 €... **20 671,20 €** Prix détail TTC

RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE 3D

50 ANS
TECHNOLOGIE DES RAYONS X



VISTAVOX S Système de radiologie panoramique 3D

Le volume adapté à la forme de la mâchoire, de \varnothing 100 x 85 mm, propose un volume de diagnostic équivalent à celui d'un appareil de \varnothing 130 mm. Accès rapide à toutes les fonctions grâce à son écran tactile 7". Avec la technologie S-Pan, vous avez des clichés 2D et 3D d'exception en un seul appareil.

En plus d'une image de la forme de la mâchoire, VistaVox S vous offre dix volumes supplémentaires de \varnothing 50 x 50 mm : cinq pour la maxillaire et cinq pour la mandibule. Résolution 80 μ m maximum.

Réf. 2210200403
Dispositif médical de classe IIB CE0297

69 759 €... **59 077 €** Prix détail TTC

RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE 3D + CEPHALOMETRIE



VISTAVOX S CEPH


Système de radiologie panoramique 3D Ceph

Le volume adapté à la forme de la mâchoire, de \varnothing 100 x 85 mm, propose un volume de diagnostic équivalent à celui d'un appareil de \varnothing 130 mm. Accès rapide à toutes les fonctions grâce à son écran tactile 7".

Avec la technologie S-Pan, vous avez des clichés 2D et 3D d'exception en un seul appareil. En plus d'une image de la forme de la mâchoire, VistaVox S Ceph vous offre dix volumes supplémentaires de \varnothing 50 x 50 mm : cinq pour la maxillaire et cinq pour la mandibule. Diagnostic Céphalométrie à partir de 1,7 secondes.

Réf. 2210200728
Dispositif médical de classe IIB CE0297

89 876 €... **79 385 €** Prix détail TTC



IMAGERIE DIGITALE



VISTASCAN MINI EASY Scanner à écrans à mémoire

Uniquement pour les formats 0 et 2
Résolution réelle 22lp/mm - 1.100 dpi
Niveaux de gris maximal : 16 bit (65.536)
Connexion PC via USB/RJ45

Réf. 2143-61
Dispositif médical de classe I

7 390 €... **6 949 €** Prix détail TTC



VISTASCAN MINI PLUS Scanner à écrans à mémoire

Pour tous les formats 0-1-2-3 et 4
Avec display
Résolution réelle 22lp/mm - 1100 dpi
Niveaux de gris maximal : 16 bit (65.536)
Connexion USB/RJ45

Réf. 2141-21 - Dispositif médical de classe I

7 990 €... **7 390 €** Prix détail TTC




VISTASCAN MINI VIEW Scanner à écrans à mémoire

Pour tous les formats intra-oraux 0-1-2-3 et 4
Résolution réelle 22lp/mm - 1.100 dpi
Niveaux de gris maximal : 16 bit (65.536)
Carte SD - Connexion PC via Wifi/RJ45
Écran tactile permettant de prévisualiser la radio numérisée et une information auprès du patient.

Réf. 2142-01 - Dispositif médical de classe I

8 990 €... **8 590 €** Prix détail TTC

RADIOLOGIE INTRA-ORALE



VISTAINTRA Appareil de radiographie dentaire intra-ORALE

Émetteur CC avec une taille de foyer de 0,4 mm
Pré-réglage pour les écrans à mémoire et les capteurs par une commande simplifiée.
Réglage variable de l'intensité et de la tension.

Réf. 2202-0X
Dispositif médical de classe IIB CE 0120

4 490 €... **3 990 €** Prix détail TTC

Plaques d'adaptation

Pour le montage du Vistaintra en remplacement de :

Sirona Heliodent DS	2202-303-51
Sirona Heliodent	2202-303-52
Trophy Irix CCX	2202-303-53
Planmeca Intra	2202-303-54
Trophy Elitys /CS2200	2202-303-55

222 € Prix détail TTC



2202-303-51

2202-303-52

2202-303-53

2202-303-54

2202-303-55

STÉRILISATION

HYGOCLAVE 90 Stérilisateur à vapeur

Stérilisateur à vapeur de classe B selon la norme EN 13060 - Cycle de stérilisation le plus rapide [Programme Prions 134°C, 26 min. - 35 min. (sans séchage/**charge de 10 kg**)]

- Grande capacité de chargement (**jusqu'à 10 kg** en cas d'utilisation de conteneurs stérilisés)
- Faible consommation en eau et en énergie
- Validation par signature de tous les paramètres d'importance, directement sur l'écran tactile de l'appareil - Possibilité d'enregistrement direct des protocoles au format PDF sans connexion à un PC - Dispositif échangeur d'ions
- Confort grâce à 3 cartouches pour dispositif échangeur d'ions
- Facilité d'entretien avec soupape de décompression
- Montage simple avec raccord rapide
- Encombrement faible

Réf. 6046-01 - Dispositif médical de classe IIB CE0297

10 990 €... **9 990 €** Prix détail TTC



HYGOCLAVE 30 Stérilisateur à vapeur

Stérilisateur à vapeur de classe B selon la norme EN 13060 - Périodes de cycles rapides (à partir de 20 min séchage compris)

- Contrôle de qualité d'eau douce intégré
- Préserve les instruments grâce aux faibles discontinuités thermiques
- Cassettes directement chauffées pour un séchage optimal - Plus faible consommation d'électricité et très bons résultats de séchage grâce à un système de chauffe différencié
- Système de nettoyage automatique
- Système de diagnostic pour l'évaluation du processus et l'élimination des erreurs
- Design fonctionnel et élégant

Réf. 6050-01 - Dispositif médical de classe IIB CE0297

6 400 €... **5 990 €** Prix détail TTC



HYGOPAC Soudeuse mécanique en continu des sachets de stérilisation

Conforme à la norme EN ISO 11607-01
Largeur de soudure 9 mm - Température de soudage jusqu'à 240 °C

Réf. 6020-02

2 088€... **1 990€** Prix détail TTC



HYGOPAC VIEW Soudeuse mécanique en continu des sachets de stérilisation

Conforme à la norme DIN EN ISO 11607-02
- Vitesse de soudage rapide - Largeur 13 mm
- Température de soudage jusqu'à 210 °C
- Enregistrement des données sur carte SD ou via le réseau

Réf. 6024100001

Livrée avec : Station Hygofol - Réf. 6022-600-00 et Table à instruments - Réf. 6022-700-00

4 496€... **3 456€** Prix détail TTC

**HYGOWATER DVGW****Purificateur d'eau**

Des micro-organismes mis à dure épreuve.

Hygowater® élimine en six étapes seulement, les micro-organismes de l'eau de traitement des unités dentaires et protège durablement du biofilm dans les tuyaux.

- Conçu pour les fauteuils contaminés afin de détruire le biofilm
- Sain, la qualité de l'eau potable est garantie durablement sans faire appel à des produits chimiques
- Technologie verte
- Adaptation à l'eau sur site pour une meilleure efficacité

Réf. 8500900050 - Dispositif médical de classe I

4 167 €... 3 990 € Prix détail TTC

Hygowater®

Maintient l'eau pure et respecte les directives

- 1 PRÉFILTRE**
Retient les matières en suspension et les particules
- 2 CHARBON ACTIF**
Adsorbe le chlore, les colorants et les substances odorantes
- 3 ÉCHANGEUR D'IONS**
Adoucit l'eau - protège les tuyaux et les appareils de l'entartrage
- 4 FILTRE FIN**
Élimine les micro-particules jusqu'à 1 µm
- 5 ÉLECTROLYSE**
Désinfection efficace de l'eau par électrolyse
- 6 ULTRAFILTRE**
Élimine les particules ultrafines, les particules en suspension colloïdale et les contaminations microbiologiques

FD 366 SENSITIVE TOP WIPES

Lingettes désinfectantes pour surfaces fragiles

Produit de désinfection et de nettoyage particulièrement doux pour les surfaces et les matières en plastique, en verre acrylique ou en cuir synthétique. Prêt à l'emploi, rapide et efficace.

Temps d'action selon VAH/DG HM : seulement 1 minute

- Séchage rapide - Large spectre d'activité : bactéricide, tuberculocide, fongicide, partiellement virucide (virus à enveloppes tels que les virus Vaccinia, BVDV y compris HBV, HCV, HIV)

Sachets de 50 lingettes

Réf. CDF366F0450 - Dispositif médical de classe IIB CE0124
Fabricant : Orochemie GmbH + Co KG



13,70 € (l'unité) Prix détail TTC

FD 360

Nettoyage et entretien des cuirs synthétiques

Fluide lavant pour le nettoyage et l'entretien en profondeur des surfaces en cuir synthétique.

Retarde l'usure du similicuir de votre fauteuil

- Efficacité de nettoyage intense – élimine les salissures et les auréoles - Compatibilité attestée avec les matériaux – recommandé par les plus grands fabricants de fauteuils
- Idéal pour les fauteuils en combinaison avec FD 366 sensitive
- Kit avec un flacon pulvérisateur de 500 ml, 1 lingette microfibras FD et 9 éponges spéciales

Réf. CCF360C3550 - Dispositif médical de classe I -
Fabricant : Orochemie GmbH + Co KG



41,10 € (l'unité) Prix détail TTC

L'équipe de choc pour votre système d'aspiration, contre les germes et les boues.

Orotol® plus, désinfectant des systèmes d'aspiration & MD 555 cleaner, nettoyant spécial



Le bidon de 2, 5 litres
Réf. CDS110P6150 - Dispositif médical de classe IIA CE0124
Fabricant : Orochemie GmbH + Co KG



Le bidon de 2, 5 litres
Réf. CCS555C6150 - Dispositif médical de classe I
Fabricant : Orochemie GmbH + Co KG



VIDÉOS DE DÉMONSTRATION



Téléchargez les vidéos de démonstration.



HYGOCLAVE 90



VISTAVOX



TYSCOR



DÜRR DENTAL
FACTORIES



HYGOWATER



HYGOPAC
VIEW



COMPRESSEURS



VISTASCAN
MINI VIEW

Ces offres sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Pour tous les Dispositifs Médicaux de cette plaquette, nous vous invitons à relire attentivement les instructions figurants sur les notices.

Produits non remboursés par les organismes de santé.



LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME

71 rue des Hautes Pâtures ■ 92000 Nanterre ■ Tél. 01 55 69 11 50 ■ Email : info@durr.fr

www.duerdental.com